



NCT-AS

フルオーダー

強さ

経験者向き

このフィット感は、世界にただ1台。

お身体を採寸し、ライフスタイルに合わせて製作するフルオーダーの車椅子。
どこまでもあなたに寄り添う1台を、日進医療器の技術を結集してかたちにします。



メインパイプ径 22mmを使用の軽量タイプ

NCT-AS Light

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 75kg

参考重量 : 9.9kg

フォールディング **折りたたみ** リジッド **固定**

基本価格 : 364,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／24インチスピナジーエブリ
デーライトエクストリーム黒／バナレーサースベックActive／
カーボンサイドガード／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／
NCTブレーキ／DAアジャスタブル／NCTアームサポート／バック
サポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション
フレームカラー : キャンディーパープル



Webサイトで
見る



メインパイプ径 25mmを使用の標準タイプ

NCT-AS Urban

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 10.6kg

フォールディング **折りたたみ** リジッド **固定**

基本価格 : 364,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／24インチスピナジーエ
ブリデーライトエクストリーム黒／バナレーサースベックActive
／カーボンサイドガード／4インチ幅広クッションアルミキャ
スタ／NCTブレーキ／DAアジャスタブル／フォールディング
リップ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／
各部パーツカラー指定／座クッション
フレームカラー : キャンディーパープル



メインパイプ径 25mmを使用のショックアブソーバー搭載タイプ

NCT-AS Shock absorber

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 11.6kg


リジッド **固定**

基本価格 : 850,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／24インチスピナジーエ
ブリデーライトエクストリーム黒／バナレーサースベックActive
／アルミタイヤアールサイドガード／4インチ幅広クッション
アルミキャスタ／NCTブレーキ／DAアジャスタブル／NCT
アームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカ
ラー指定／座クッション
フレームカラー : ダークネイビー



Point



フルオーダーメイド

理想のフレーム形状で身体とライフスタイルにジャ
ストフィット。フルオーダーによるフレーム設計。



パーツカラー

各パーツを個別にアルマイト色で着色することも
可能です。詳細や価格は販売店にお問い合わせく
ださい。



Shock absorber サスペンションシステム

両駆動輪のFOX製エアーススペンションが極上の
乗りごちを実現します。付属のエアerpンプで空
気圧を調整可能。

Spec

シート幅	34、36、38、40、42cm、その他も可 *バックパイプ外々寸
フレーム長	48、50、52、54cm、その他も可
シート奥行	34、36、38、40cm、その他も可
車軸前後位置	4、5、6、7cm、その他も可
前座高	41、42、43、44、45cm、その他も可
後座高	36、37、38、39、40cm、その他も可
フットサポート・シート間距離	30～40cm、その他も可

バックサポート高	30、32、34、36、38、40cm、その他も可
バックサポート角度	86、88、90、92、94°、その他も可(座から背)
キャンバ角	0°、3° から選択 *Light 折りたたみは3°不可
キャスタ輪径	3、4、5インチ
駆動輪径	22、23、24、25インチ *Shock absorberは24インチのみ
レッグパイプ絞り	あり(シート幅=7cm(Light)、=8cm(Urban, Shock Absorber)
ベース長	48、50、52、54、56cm、その他も可

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

*NCT-AS Light の図面です。Urban, Shock absorberは発注マニュアルをご確認ください。

