

自分のプレイをイメージ通りに実現できる、抜群の一体感。

for Basketball

補装具車椅子 | オーダーメイド

剛性に優れた、フルオーダー方式による
自分だけの究極の一台。

NCT-BT FO

リジッド (固定)
基本価格 : 411,400円~(非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円~(税込)
キャンバ角 : 14,16,18,20°

Photo/オプション仕様

〈フレーム〉パウダーコーティング(RAL5011
BLPL3/AC)/〈ホイール〉26インチスピナジースポ
クスSPORT/〈タイヤ〉20-590パナレーサー ニュー
トロンスペックR/スポンサーステッカーエリア/座
クッション



Webサイトで
見る



各部寸法の調節が可能なアジャスタブルモデル。

NCT-BT ADJ

リジッド (固定)
基本価格 : 411,400円~(非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円~(税込)
キャンバ角 : 14,16,18,20°

Photo/オプション仕様

〈フレーム〉スーパーホワイト/〈ホイール〉25インチ
スピナジースポックスSPORT/〈タイヤ〉20-559パ
ナレーサー ニュートロンスペックR /座クッション



Point



バンパーガード&フットサポート

オフェンスに有効な大型バンパーは、取外し可能
なタイプを採用。バンパーガードも標準装備。フット
サポートは上下調節可能なクランプ留め式。(FO
は固定式も選択可)



バックサポート・座シート

バックサポート・座シートは、面ファスナーにより張
り調整可能。バックサポートパイプ上端はバックサ
ポートからは出ません。



各部調節機構 (ADJモデル)


ADJモデルは座面高・フットサポート高さ・フット
サポート角度が調節可能。(フットサポートの調節
機構はFOモデルでも選択可)

Spec

シート幅	FO:フルオーダー、ADJ:30,32,34,36,38,40から選択 *シートサイドパイプ内々
フレーム長	FO:フルオーダー、ADJ:43,47,51cmから選択
シート奥行	FO:フルオーダー、ADJ:28~40cm
車軸前後位置	FO:フルオーダー、ADJ:6~18cm、1.5cm刻み
前座高	FO:フルオーダー、ADJ:40~52cm
後座高	フルオーダー、36cm以上必要
フットサポート・シート間距離	フルオーダー

バックサポート高	フルオーダー、18cm以上必要
バックサポート角度	FO:フルオーダー、ADJ:63~99° 3°刻み(座から背)
キャンバ角	14,16,18,20°
キャスタ輪径	3インチ
駆動輪径	24,25,26,27インチ
レッグパイプ絞り	FO:フルオーダー、ADJ:ありのみ(バックパイプ内々~7.5cm)
ベース長	FO:フルオーダー、ADJ:39,43,46cmから選択 ※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing



*レッグパイプ内々寸法は座幅-7.5cmのみとなります

身体とプレイスタイルにフィットする確かな「手応え」

for Tennis

補装具車椅子 | オーダーメイド



スピードのあくなき追及。勝つための装備。

for Racing

補装具車椅子 | オーダーメイド

剛性に優れた、フルオーダー方式による
自分だけの究極の一台。

NCT-TN FO

リジッド **固定**

基本価格 : 411,400円～(税込)

ホイール未装着車 : 409,960円～(税込)

キャンパ角 : 14,16,18,20,22°

Photo/オプション仕様

〈フレーム〉表面処理なし/〈ホイール〉26
インチスピナジースボックスSPORT/
〈タイヤ〉23-590パナレーサーV1/座
クッション



Webサイトで
見る



各部寸法の調節が可能な
アジャスタブルモデル。

NCT-TN ADJ

リジッド **固定**

基本価格 : 411,400円～(税込)

ホイール未装着車 : 409,960円～(税込)

キャンパ角 : 14,16,18,20°

Photo/オプション仕様

〈フレーム〉グラナダブラック/〈ホイール〉26インチスピ
ナジースボックスSPORT/〈タイヤ〉20-590パナレー
サーニュートロンスベックR/座クッション



ADJモデル

座面高調節可



フットサポート角度調節可

前座高、後座高、バックサポート角度、車軸
前出し寸法、フットサポート高調節可能。

NEW

NCT-RC C model

高品質カーボン製のメインフレームとアルミ製
フォーク・シートフレームの組み合わせが、乗車者の
パワーをロスなくスピードにする剛性と、路面を捉える
柔軟性を理想的に両立。レース用最高峰モデル。

フレーム価格 : 980,000円～(税抜)

Photo/オプション仕様

〈ハンドル・フォーク〉キャンディーグリーン/
〈ホイール〉前輪 20インチカーボンディープ
リム(CORIMA)後輪 27インチカーボンディ
スクホイール(参考品)/〈参考重量〉約
9.2kg(前輪及び後輪ディスクホイール、膝
マット含む)



Webサイトで
見る



NCT-RC A model

メインフレーム・フォーク・シートフレームとも高
強度アルミ製。フルオーダーによるフィッティングと
造りこみによる、高性能モデル。

フレーム価格 : 498,400円～(税抜)

Photo/オプション仕様

〈フレーム〉プレミアムレッド/〈ホイール〉前輪 20イン
チカーボンディープリム(CORIMA)後輪 27インチカーボン
ディスクホイール(参考品)/〈参考重量〉約8.2kg(前輪
及び後輪ディスクホイール含む)



レース用ホイール



〈前輪〉
20インチアルミリム
20インチカーボンディープリム(CORIMA)

〈後輪〉
27インチアルミリム
27インチカーボン4本スポーク(CORIMA)
27インチカーボンディスクホイール(CORIMA)

〈ハンドリム〉
パイプ径Φ10(mm)リム径 370・380・390・400(mm)
パイプ径Φ12(mm)リム径 370・380・390・400(mm)
パイプ径Φ14(mm)リム径 370・380・390・400(mm)

NACTUSが誇る世界のチェアスキー

for Chair Ski

世界各国のゲレンデを駆け抜け、スキーヤーたちとともに進化を果たしたNACTUSのレーシングモデルとエキスパートモデル。乗車者の精神力・集中力を確実にスピードに変える。独自のリンク機構とショックアブソーバーのバランスがこれを可能にします。



安定した滑りが幅広いチェアスキーヤーに支持されているレギュラーモデル

NCT-CK Advance

基本価格：646,130円～(税込)

リフトアップロック機構：あり
ビンディング・スキー板別売

Photo/オプション仕様
(フレームカラー)アルマイト金/黒(参考カラー)



鋭いターンの動きとシャープな滑りを実現したハイスペックモデル

NCT-CK Racing

基本価格：717,520円～(税込)

リフトアップロック機構：あり
ビンディング・スキー板別売

Photo/オプション仕様
(フレームカラー)アルマイト(参考カラー)※アウトリガーは参考品です。



リフトアップロック機構を省き、雪上を滑走することに特化した最上級モデル

NCT-CK Expert

基本価格：741,720円～(税込)

リフトアップロック機構：なし
ビンディング・スキー板別売

Photo/オプション仕様
(フレームカラー)アルマイト藍



ソフトボール用車いす

NCT-Softball

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド(固定) 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(非課税)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo/オプション仕様
(フレーム)パウダーコーティング/(ホイール)26インチスピナジースボックスSPORT/(タイヤ)23-590バナレーサーV1/座クッション/腰ベルト/膝ベルト



バドミントン用車いす

NCT-Badminton

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド(固定) 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(非課税)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo/オプション仕様
(フレーム)つや消しアルマイト黒・アルマイト桃/(ホイール)26インチスピナジースボックスSPORT/(タイヤ)23-590バナレーサーV1/座クッション/腰ベルト



ツインバスケットボール用車いす

NCT-Twin Basketball

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド(固定) 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(非課税)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo/オプション仕様
(フレーム)アルマイト金/(ホイール)25インチスピナジースボックスSPORT/(タイヤ)20-559バナレーサー ニュートロンスペックR3/座クッション



スポーツ入門用車いす

NCT-Beginner

補装具車椅子 | モジュラー



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド(固定) 351,000円～(非課税)

Photo/オプション仕様

(フレーム)ブルーグリーン/座クッション/フロントバンパー