

フレームカラー

Framecolor

Webサイトで
見る



塗装

マットカラー（艶なし）



シャイニーカラー（艶あり）



メタリックカラー




キャンディカラー



アルマイト

カラーアルマイト（艶あり）*スポーツ用車いすは銀・黒のみとなります。



カラーアルマイト（艶なし）*スポーツ用車いすは銀・黒のみとなります。



カドワキパウダーコーティング*専用カタログをご確認ください。



ハイクオリティーペイント・パウダーコーティング

パウダーコーティングとは液体ではなく、粉状の塗料を静電気の力で付着させオープンで焼き付けて硬化させる塗装法です。有機溶剤を使わない環境に優しい塗装としてヨーロッパをはじめ世界各国で注目されている塗装方法です。

感動的なクオリティー

カドワキコーティングは創業以来パウダーコーティングにこだわり続け、世界中から塗料を取り寄せテストを繰り返し、厳選した塗料を使用しています。古い塗装を丁寧に剥がし、素地の状態を把握する。適した処理を判断し手間と時間をかけ、根気よく仕上げていく。最高の一品を仕上げるために時間は惜しみません。そこから生まれてくる仕上がりは感動する美しさがあります。パウダーコート最高の技術をカドワキコーティングからお届けします。