



NCT-FS Muina

チタン製 軽さ 強さ デザイン性

チタン素材の圧倒的な軽さ、強さ。

他にはない、重量8kg台を実現。毎日を軽やかにサポートするチタン製の車椅子は、
シンプルなデザインとチタン独特の輝きも魅力です。



新素材チタン使用

NCT-FS Muina

補装具車椅子 | モジュラー



耐荷重 : 100kg
参考重量 : 8.9kg
基本価格 : フォールディング 折りたたみ
546,000円~(非課税)

Options

24インチスピナジーライトエクストリーム
Light黒/シュワルベONE/チタンサイド
ガード/SGキャスタ/SGホイール/SG
フォーク/NCTブレーキ/バックサポ
ート張り調整式/各部パーツカラー指定/
座クッション



Webサイトで
見る

軽くて強く、錆びない。
存在感のある輝きが魅力です。




- 軽い** 「軽量」の特性で知られるチタン製のフレームにより、アルミニウムを超える軽量化を実現しました。
- 強い** 強度にも優れたチタン製フレームは、壊れにくく、耐久性に優れます。
- 錆びない** アルミニウムよりも耐食性にすぐれたチタンは、錆びにくさにおいて最高レベルの金属素材です。

Point



フレーム形状

ベースパイプのないクラシックフレームにより、スマートな外観を実現。スマートな印象を演出します。



フレームサイズ展開

座面がフラットに近いαフレームと、座面に傾斜のあるβフレームの2種類をラインナップ。身体の状態に合わせたフレームを選択できます。



軽量

チタンフレームによりトップクラスの軽さを実現。自動車への積み込みを容易に行うことができます。

Spec

シート幅	36、38、40cmから選択。*バックパイプ外々寸	バックサポート高	26cm~40cmから選択(2cmピッチ)
フレーム長	50cm(αフレーム)、53cm(βフレーム)	バックサポート角度	88°(座から背)
シート奥行	30~40cmから選択(2cmピッチ)	キャンバ角	0°、3°から選択
車軸前後位置	5cm(βフレーム)、7cm(αフレーム)	キャスタ輪径	4インチ
前座高	42.5cm	駆動輪径	24インチ(540)
後座高	35.5cm(βフレーム)、38.5cm(αフレーム)	レッグパイプ絞り	あり(シート幅=11cm)、ストレートから選択
フットサポート・シート間距離	36、37.5、39cmから選択	ベース長	53.5cm(αフレーム)、55cm(βフレーム)

Drawing

