



NCT-FS

カスタマイズOK

デザイン性

シンプルなフレーム&自由なカスタマイズ。

muinaと同様のデザインで、カスタマイズを可能にしました。高いデザイン性と
お身体へのフィット感、双方を追求するユーザーへおすすめの1台です。



スタイリッシュなアルミニウム製フレーム

NCT-FS

補装具車椅子 | オーダーメイド

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 10.1kg

基本価格 : フォールディング **折りたたみ**
382,000円～(非課税)
: リジッド **固定**
382,000円～(非課税)

Options

チタン長円ハンドリム／24インチスピナ
ジークライトエクストリームLight黒／パナ
レーサーズベックActive／アルミタイヤア
ールサイドガード／4インチ幅広クッションア
ルミキャスタ／NCTブレーキ／DAアジャス
タブル／バックサポート張り調整式／各部
パーツカラー指定／座クッション



Webサイトで
見る

フレームカラー : キャンディーオレンジ

大径アルミニウムパイプによる スタイリッシュなクラシックフレーム。

大径(Φ30)アルミパイプ1本形状によるスタイリッシュかつシンプルなフ
レーム設計。ベース部にパイプがなく、すっきりした見た目ながらも剛性を
確保した、存在感のあるフレームワークです。NISSINが最も得意とするオー
ダーメイドのノウハウにより、様々な寸法を指定してのカスタムフレームオー
ダーも可能です。




Point



Φ30アルミパイプ

Φ30大径パイプで存在感のあるスタイリッシュな
雰囲気を演出。フレームカラーが映え、パイプを手
で握りやすく、プッシュアップ動作にも安心です。



フレームオーダー対応

各部寸法を指定してのカスタムオーダー対応が可能
です。身体寸法や生活環境に合わせた1台を製作
できます。



固定車選択

折りたたみ式の他、固定車を選択することもでき
ます。固定車にすることで、さらに軽量となり、剛性
と操作性も向上します。

Spec

シート幅	34、36、38、40、42cm、その他可 *バックパイプ外々寸
フレーム長	48、50、52、54cm、その他可
シート奥行	34、36、38、40cm、その他可
車軸前後位置	2、3、4、5、6、7cm、その他可
前座高	41、42、43、44、45cm、46cm、その他可
後座高	36、37、38、39、40cm、その他可
フットサポート・シート間距離	30～40cm、その他可

バックサポート高	30、32、34、36、38、40cm、その他可
バックサポート角度	86、88、90、92、94°、その他可(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択
キャスタ輪径	3、4、5インチ
駆動輪径	24、25インチ
レッグパイプ絞り	あり(シート幅-12cm)、ストレートから選択
ベース長	48、50、52、54、56cm、その他可

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

