

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし		基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム	☐ リジッド（固定） ☐ フォールディング（折りたたみ）※A・Iに条件がございます		¥364,000	①-1
シートサイドパイプ	☐ フラット ☐ アップタイプ（ ☐ 5cm ☐ 6cm ☐ 7cm ☐ 8cm）			
各種寸法選択欄				
前座高	☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46			
	☐ その他（ ）cm			
後座高	（ ）cm ※36cm以上			
シート幅	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42（バックパイプ外々寸法）			
	☐ その他（ ）cm			
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40			
	☐ その他（ ）cm			
フレーム長 ※カタログ参照ください	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54			
	☐ その他（ ）cm			
ベース長 ※カタログ参照ください	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56			
	☐ その他（ ）cm			
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40			
	☐ その他（ ）cm			
バックサポート角度	☐ 床垂直 ☐ 背～座角度指示（ ☐ 86° ☐ 88° ☐ 90° ☐ 92° ☐ 94°）			
	☐ その他（ °）			
車軸ソケット	☐ 1つ穴タイプ（標準）			
	☐ 3つ穴タイプ（前後1cm調整可）※リジッド(固定)タイプは選択不可		¥17,600	⑧-3
車軸前後位置	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7（前出し寸法） ☐ その他（ ）cm			
フットサポート・ シート間距離	☐ （ ）cm ※30～40cm			
	☐ その他（ ）cm			
サイドガード高	☐ タイヤ+1cm			
	☐ その他 タイヤ+（ ）cm ※H：サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択			
レッグパイプ絞り	☐ なし（ストレート） ☐ あり（レッグパイプ内々＝シート幅－7cm）			
バックサポート	背張り調整（折り返しマジック式張り調整）		¥0	③-2
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール ☐ 501（NBK） ☐ 540（TW）	¥0	⑧-2
		スピナジー エブリデー 540（ ☐ 黒 ☐ 白）	¥120,000	
		スピナジーSPORT ☐ 540 ☐ 559 ☐ 590（ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）	¥120,000	
		スピナジー ライトエクストリームLight 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）	¥120,000	
		☐ ライトホイール 540	¥130,000	
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000	
	キャンパ角	☐ 3° ※折りたたみは設定不可	¥0	⑧-4
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー（501/540のみ）		¥0	⑨-1
	☐ タイヤ501/540/559/590 その他（ ）		都度見積	
C.ハンドリム	アルミハンドリム（標準）φ19 シルバー 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0）cm		¥0	⑪-3
	☐ ビニールコーティング（ステンレスφ19）間隔（ ）cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400	⑪-2,⑫-1
	☐ ハードアルマイト（アルミ）φ19 間隔（ ）cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000	⑪-3
	スピナジー専用 ハードアルマイトφ19 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5）cm		¥11,000	
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5）cm		¥16,500	
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔（ ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0）cm		¥0	
	チタン長円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.5）cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000	
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0	⑦-1
	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ（ 長・短）		¥-10,000	
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可		¥16,000
☐ ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100		
E.キャスタフォーク	☐ EVOフォークAタイプ		¥0	
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000	
F.キャスタホイール	☐ 3"クッション ☐ 4"幅広クッション ☐ 5"クッション（EVO Bフォークになります）		¥0	⑩-2
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール（シルバー）		¥10,200	
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール（シルバー）			
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000	
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900	

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
G.押手グリップ	□無し		¥0	
	アール	□標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500	
		□押手高指定（ cm）※最大100cm		
	□中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）		¥6,200	
	□直角（押手高：バックサポート高+3cm）		¥6,200	
	□フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200	
H.サイドガード	□無し		¥0	
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm		¥12,000	
	□フレーム同色 □その他（ ）			
	□カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	㊦
I.フットサポート	フォールディング	□パイプ式（中折れ）	¥0	㊥-3
		□中折れ式プレート（角度可変）	¥5,000	㊥-3,4,5
		□片折れ式プレート ●受注生産	¥2,200	㊥-3
	リジット	□パイプ式	¥0	
		□ステップ板溶接	¥8,000	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（□28 □29 □30 □31 □32）	¥12,500	㊥-4,7
		跳ね上げ 高さ（□28 □29 □30 □31 □32）		㊥-5,7
K.その他 オプション	□折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	㊨-2,3
	□レッグパイプカバー		¥6,400	
	□クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート 奥行き ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	㊨-1
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	□（ ）カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー	□（ ）カタログから選択		
	カラーアルマイト（艶あり）	□（ ）カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト（艶なし）	□（ ）カタログから選択	¥40,000	
	塗装 メタリックカラー	□（ ）カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー	□ シャンパンゴールド □ ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー	□（ ）カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ	□（ ）カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトか ら選択 ※艶なし選択時は倍の 価格になります	□キャストフォーク（ ） □キャストケースキャップ（ ）※標準はブラック		¥2,200/箇所	
	□レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック			
	□アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック			
	□NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック			
	□アームサポート（ ）※標準はブラック		¥2,800/箇所	
	□キャストアルミホイール（ ）※標準はシルバー			
	□フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック		¥10,000	
	□NCTブレーキ （ ）※標準はブラック		¥10,000	
	□アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム （ ）※標準はシルバー		¥9,200	
背ポケット	ハコ小（□右 □左） □ハコ大	□フタマジック □ファスナー（パイベン）	¥0	
	□ハコ小（左右）	□フタマジック □ファスナー（パイベン）	¥3,000	
	□特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000	
備考				