

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし		基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	☐ リジッド（固定） ☐ フォールディング（折りたたみ）※A・Iに条件がございます		¥364,000	①-1	
シートサイドパイプ	☐ フラット ☐ アップタイプ（ ☐ 5cm ☐ 6cm ☐ 7cm ☐ 8cm）				
各種寸法選択欄					
前座高	☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46				
	☐ その他（ ）cm				
後座高	（ ）cm ※36cm以上				
シート幅	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42（バックパイプ外々寸法）				
	☐ その他（ ）cm				
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40				
	☐ その他（ ）cm				
フレーム長	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54				
※カタログ参照ください	☐ その他（ ）cm				
ベース長	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56				
※カタログ参照ください	☐ その他（ ）cm				
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40				
	☐ その他（ ）cm				
バックサポート角度	☐ 床垂直 ☐ 背～座角度指示（ ☐ 86° ☐ 88° ☐ 90° ☐ 92° ☐ 94°）				
	☐ その他（ °）				
車軸ソケット	☐ 1つ穴タイプ（標準）				
	☐ 3つ穴タイプ（前後1cm調整可）※リジッド(固定)タイプは選択不可		¥17,600	⑧-3	
車軸前後位置	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7（前出し寸法） ☐ その他（ ）cm				
フットサポート・シート間距離	☐ （ ）cm ※30～40cm				
	☐ その他（ ）cm				
サイドガード高	☐ タイヤ+1cm				
	☐ その他 タイヤ+（ ）cm ※H：サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択				
レッグパイプ絞り	☐ なし（ストレート） ☐ あり（レッグパイプ内々＝シート幅－7cm）				
	☐ 背張り調整（折り返しマジック式張り調整）		¥0	③-2	
バックサポート	☐ ハードバック 製品名及び型番（製品名： 型番： ）				
	☐ 日進にて手配 ☐ 販売店様にて手配		都度見積	完成用部品	
	※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。				
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール ☐ 501（NBK） ☐ 540（TW）	¥0	⑧-2	
		スピナジー LX 540（ ☐ 黒 ☐ 白）	¥120,000		
		スピナジー SLX 540（ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）	¥120,000		
		スピナジー B.LXL 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）	¥120,000		
		☐ ライトホイール 540	¥130,000		
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
	キャンバ角	☐ 3° ※折りたたみは設定不可	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー（501/540のみ）		¥0	⑨-1	
	☐ タイヤ501/540/559/590 その他（ ）		都度見積		
C.ハンドリム	アルミハンドリム（標準）φ19 シルバー 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0）cm		¥0	⑪-3	
	☐ ビニールコーティング（ステンレスφ19） 間隔（ ）cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400	⑪-2,⑨-1	
	☐ ハードアルマイト（アルミ） φ19 間隔（ ）cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000	⑪-3	
	スピナジー専用 ハードアルマイトφ19 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5）cm		¥11,000		
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5）cm		¥16,500		
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔（ ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0）cm		¥0		
	チタン長円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.5）cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000		
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0	⑦-1	
	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ（ ☐ 長・ ☐ 短）		¥-10,000		
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可		¥16,000	
		☐ ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100	⑩-1
E.キャスタフォーク	☐ EVOフォークAタイプ		¥0		
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号	
F.キャストホイール	☐ 3"クッション ☐ 4"幅広クッション ☐ 5"クッション (EVO Bフォークになります)		¥0	⑩-	
	☐ 4"クッション アルミキャストホイール (シルバー)		¥10,200		
	☐ 4"幅広クッション アルミキャストホイール (シルバー)				
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000		
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900		
G.押手グリップ	☐ 無し		¥0		
	アール	☐ 標準 (押手高: バックサポート高+6cm)	¥5,500		
		☐ 押手高指定 (cm) ※最大100cm			
	☐ 中間出し (押手高: バックサポート高-5cm)		¥6,200		
	☐ 直角 (押手高: バックサポート高+3cm)		¥6,200		
	☐ フォールディンググリップ (押手高: バックサポート高+2cm)		¥15,200		
H.サイドガード	☐ 無し		¥0		
	アルミフレーム+アルミ板 (タイヤアール リベット止め) ※サイドガードパイプ内々: シート幅-2cm	☐ フレーム同色	¥12,000		
		☐ その他 ()			
	☐ カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 内々寸法: シート幅±0cm		¥30,800	⑫	
I.フットサポート	フォールディング	☐ パイプ式 (中折れ)	¥0	⑤-	
		☐ 中折れ式プレート (角度可変)	¥5,000	⑤-3,4,	
		☐ 片折れ式プレート ●受注生産	¥2,200	⑤-	
	リジット	☐ パイプ式	¥0		
		☐ ステップ板溶接	¥8,000		
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ (☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32) 跳ね上げ 高さ (☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32)	¥12,500	⑥-4, ⑥-5,	
K.その他 オプション	☐ 折りたたみ式転倒防止 (ヤマハ)		¥25,100	⑱-2,	
	☐ レッグパイプカバー		¥6,400		
	☐ クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ () cm×幅 (シート幅) cm×奥行 (シート 奥行き) cm オプションカバー色 ()		都度見積	⑲-	
	フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ () カタログから選択	¥0	
		塗装 シャイニーカラー	☐ () カタログから選択		
カラーアルマイト (艶あり)		☐ () カタログから選択	¥19,800		
カラーアルマイト (艶なし)		☐ () カタログから選択	¥40,000		
塗装 メタリックカラー		☐ () カタログから選択	¥5,000		
塗装 メタリックカラー		☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000		
塗装 キャンディカラー		☐ () カタログから選択	¥15,000		
塗装 カドワキ		☐ () カタログから選択	都度見積		
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	☐ キャストフォーク () ※標準はブラック SGフォークは不可		¥2,200/箇所		
	☐ キャストケースキャップ () ※標準はブラック				
	☐ レッグパイプクランプ (レッグパイプ下端部) () ※標準はブラック				
	☐ アームサポートホルダー () ※標準はブラック				
	☐ NCTブレーキステー () ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		¥2,800/箇所		
	☐ アームサポート () ※標準はブラック				
	☐ キャストアルミホイール () ※標準はシルバー				
	☐ SGホイール () ※標準はブラック				
	☐ フットサポート (ポスト含む) () ※標準はブラック		¥10,000		
	☐ NCTブレーキ () ※標準はブラック		¥10,000		
☐ アルミハンドリム/スピナジー用精円ハンドリム () ※標準はシルバー		¥9,200			
背ポケット	ポケット大	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (パイベン)	¥0		
	ポケット小 (右)	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (パイベン)	¥0		
	ポケット小 (左)	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (パイベン)	¥0		
	ポケット小 (左右)	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (パイベン)	¥3,000		
	☐ 特ポケット寸法指定 幅 () cm×高さ () cm×マチ () cm		¥5,000		
	備考				