

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請		基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	<input type="checkbox"/> リジッド (固定) <input type="checkbox"/> フォールディング (折りたたみ) ※A・Iに条件がございます	¥364,000	①-1	
シートサイドパイプ	<input type="checkbox"/> フラット <input type="checkbox"/> アップタイプ ( <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 6cm <input type="checkbox"/> 7cm <input type="checkbox"/> 8cm )			
各種寸法選択欄				
前座高	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
後座高	( ) cm ※36cm以上			
シート幅	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 (バックパイプ外々寸法) <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
シート奥行	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
フレーム長	<input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54			
※カタログ参照ください	<input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
ベース長	<input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56			
※カタログ参照ください	<input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
バックサポート角度	<input type="checkbox"/> 床垂直 <input type="checkbox"/> 背~座角度指示 ( <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 88° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 92° <input type="checkbox"/> 94° ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) °			
車軸ソケット	<input type="checkbox"/> 1つ穴タイプ (標準) <input type="checkbox"/> 3つ穴タイプ (前後1cm調整可) ※リジッド(固定)タイプは選択不可	¥17,600	⑧-3	
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 (前出し寸法) <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※30~40cm <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
サイドガード高	<input type="checkbox"/> タイヤ+1cm <input type="checkbox"/> その他 タイヤ+ ( ) cm ※H:サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択			
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内々=シート幅-7cm)			
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整) <input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: ) 型番: ) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	¥0	③-2	
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール <input type="checkbox"/> 501 (NBK) <input type="checkbox"/> 540 (TW)	¥0	⑧-2
		スピナジー LX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白)	¥120,000	
		スピナジー SLX <input type="checkbox"/> 540 <input type="checkbox"/> 559 <input type="checkbox"/> 590 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄)	¥120,000	
		スピナジー B.LXL 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> ライトホイール 540	¥130,000	
	<input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
キャンパ角	<input type="checkbox"/> 3° ※折りたたみは設定不可	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー (501/540のみ)	¥0	⑨-1	
	<input type="checkbox"/> タイヤ その他 ( )	都度見積		
C.ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥0	⑩-3	
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm	¥0		
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	⑩-3	
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 ( ) cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑩-2,⑩-1	
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥11,000		
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥16,500	⑩-3	
チタン長円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用	¥55,000			
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ	¥0	⑦-1	
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ PPSブレーキ ( <input type="checkbox"/> 長 <input type="checkbox"/> 短 )	¥-10,000		
	追加ユニット	ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm ( <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100
	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000	⑩-1	
E.キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォーク Aタイプ	¥0		
	<input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。	¥4,000		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号	
<b>F.キャストホイール</b>	<input type="checkbox"/> 3"クッション <input type="checkbox"/> 4"幅広クッション <input type="checkbox"/> 5"クッション (EVO Bフォークになります)	¥0	⑩-2	
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900		
	アルミキャストホイール (シルバー) <input type="checkbox"/> 4"クッション <input type="checkbox"/> 4"幅広クッション	¥10,200		
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ	¥11,000		
	<input type="checkbox"/> フロッグレグスキャストホイール サイズ ( ) カラー ( )	都度見積		
<b>G.押手グリップ</b>	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	⑤-3,4,5	
	アール <input type="checkbox"/> 標準 (押手高:バックサポート高+6cm) <input type="checkbox"/> 押手高指定 ( cm) ※最大100cm	¥5,500		
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高:バックサポート高-5cm)	¥6,200		
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高:バックサポート高+3cm)	¥6,200		
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm)	¥15,200		
<b>H.サイドガード</b>	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	⑦	
	アルミフレーム+アルミ板 (タイヤアール リベット止め) <input type="checkbox"/> フレーム同色	¥12,000		
	※サイドガードパイプ内々:シート幅-2cm <input type="checkbox"/> その他 ( )			
<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 内々寸法:シート幅±0cm	¥30,800			
<b>I.フットサポート</b>	フォールディング	<input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ)	¥0	⑤-3
		<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ●受注生産	¥2,200	⑤-3
		<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート (角度可変)	¥5,000	⑤-3,4,5
	リジット	<input type="checkbox"/> パイプ式	¥0	⑥-4,7
<input type="checkbox"/> ステップ板溶接	¥8,000	⑥-5,7		
<b>J.アームサポート</b>	NCTアームサポート	固定 高さ ( <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 )	¥12,500	⑥-4,7
		跳ね上げ 高さ ( <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 )		⑥-5,7
<b>K.その他 オプション</b>	<input type="checkbox"/> レグパイプカバー	¥6,400	⑩-2,3	
	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止 (ヤマハ)	¥25,100	⑩-2,3	
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはベッチン黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ ( ) cm × 幅 ( シート幅 ) cm × 奥行 ( シート 奥行き ) cm オプションカバー色 ( )	都度見積	⑩-1	
<b>フレームカラー</b> ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥0	⑩-1	
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択			
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥5,000		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000		
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥15,000		
	カラーアルマイト (艶あり) <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥19,800		
	カラーアルマイト (艶なし) <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥40,000		
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	都度見積		
<b>個別パーツカラー</b> ※NACTUS 専用カタログ参照  ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格にな ります	<input type="checkbox"/> キャストフォーク ( ) ※標準はブラック SGフォークは不可	¥2,200/箇所	⑩-1	
	<input type="checkbox"/> キャストケースキャップ ( ) ※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> レグパイプクランプ (レグパイプ下部) ( ) ※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー ( ) ※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー ( ) ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック	¥2,800/箇所		
	<input type="checkbox"/> アームサポート ( ) ※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> キャストアルミホイール ( ) ※標準はシルバー			
	<input type="checkbox"/> SGホイール ( ) ※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム/スピナジー用精円ハンドリム ( ) ※標準はシルバー	¥9,200		
	<input type="checkbox"/> フットサポート (ポスト含む) ( ) ※標準はブラック	¥10,000		
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ( ) ※標準はブラック	¥10,000			
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX ハブ ※艶なし同価格 <input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX リム ※艶なし同価格	¥42,000/箇所			
<b>背ポケット</b>	ポケットなし <input type="checkbox"/> ※なしの場合でも✓をお願いします。	¥0	⑩-1	
	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0		
	ポケット小 (右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0		
	ポケット小 (左) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0		
	ポケット小 (左右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥3,000		
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅 ( ) cm × 高さ ( ) cm × マチ ( ) cm	¥5,000		
備考				