

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし	基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム	☐ リジッド（固定） ☐ フォールディング（折りたたみ）※A・IIに条件がございます	¥364,000	①-1
シートサイドパイプ	☐ フラット ☐ アップタイプ（ ☐ 5cm ☐ 6cm ☐ 7cm ☐ 8cm）		
各種寸法選択欄			
前座高	☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ その他（ ）cm		
後座高	（ ）cm ※36cm以上		
シート幅	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42（バックパイプ外々寸法） ☐ その他（ ）cm		
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ その他（ ）cm		
フレーム長 ※カタログ参照ください	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ その他（ ）cm		
ベース長 ※カタログ参照ください	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56 ☐ その他（ ）cm		
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ その他（ ）cm		
バックサポート角度	☐ 床垂直 ☐ 背～座角度指示（ ☐ 86° ☐ 88° ☐ 90° ☐ 92° ☐ 94°） ☐ その他（ ）°		
車軸前後位置	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7（前出し寸法） ☐ その他（ ）cm		
フットサポート・ シート間距離	☐ （ ）cm ※30～40cm ☐ その他（ ）cm		
サイドガード高	☐ タイヤ+1cm ☐ その他 タイヤ+（ ）cm ※H：サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択		
レッグパイプ絞り	☐ あり（レッグパイプ内タ=シート幅-7cm） ☐ ストレート		
バックサポート	背張り調整（折り返しマジック式張り調整）	¥0	③-2
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール ☐ 501（NBK） ☐ 540（TW）	¥0
		スピナジー エブリデー 540（ ☐ 黒 ☐ 白）	¥120,000
		スピナジーSPORT ☐ 540 ☐ 559 ☐ 590（ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）	¥120,000
		スピナジー ライトエクストリームLight 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）	¥120,000
		☐ ライトホイール 540	¥130,000
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000
	キャンパ角	☐ 3° ※折りたたみは設定不可	¥0 ⑧-4
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー（501/540のみ） ☐ タイヤ501/540/559/590 その他（ ）		¥0 ⑨-1 都度見積
C.ハンドリム	アルミハンドリム（標準）φ19 シルバー 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0）cm		¥0 ⑪-3
	☐ ビニールコーティング（ステンレスφ19）間隔（ ）cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400 ⑪-2,⑫-1
	☐ ハードアルマイト（アルミ）φ19 間隔（ ）cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000
	スピナジー専用 ハードアルマイトφ19 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5）cm		¥11,000 ⑪-3
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5）cm		¥16,500
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔（ ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0）cm		¥0
	チタン長円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.5）cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0 ⑦-1
	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ（長・短）		¥-10,000
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可	¥16,000
		ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100 ⑬-1
E.キャスタフォーク	☐ EVOフォークAタイプ		¥0
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000
F.キャスタホイール	☐ 3"クッション ☐ 4"幅広クッション ☐ 5"クッション（EVO Bフォークになります）		¥0
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール（シルバー）		¥10,200
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール（シルバー）		
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900 ⑩-2

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
G.押手グリップ	☐ 無し		¥0	
	アール	☐ 標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500	
		☐ 押手高指定（ cm）※最大100cm		
	☐ 中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）		¥6,200	
	☐ 直角（押手高：バックサポート高+3cm）		¥6,200	
	☐ フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200	
H.サイドガード	☐ 無し		¥0	
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm		¥12,000	
	☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）			
	☐ カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	⑦
I.フットサポート	フォールディング	☐ パイプ式（中折れ）	¥0	⑤-3
		☐ 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）	¥2,500	⑤-1,4,5
		☐ 中折れ式プレート（角度可変）	¥5,000	⑤-3,4,5
		☐ 片折れ式プレート ●受注生産	¥2,200	⑤-3
	リジット	☐ パイプ式	¥0	
		☐ ステップ板溶接	¥8,000	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）	¥12,500	⑥-4,7
		跳ね上げ 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）		⑥-5,7
K.その他 オプション	☐ 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	⑱-2,3
	☐ レッグパイプカバー		¥6,400	
	☐ クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート 奥行き ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	⑫-1
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー	☐ （ ）カタログから選択		
	カラーアルマイト（艶あり）	☐ （ ）カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト（艶なし）	☐ （ ）カタログから選択	¥40,000	
	塗装 メタリックカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー	☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ	☐ （ ）カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	☐ キャストフォーク（ ） ☐ キャストケースキャップ（ ）※標準はブラック		¥2,200/箇所	
	☐ レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック			
	☐ アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック			
	☐ NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック			
	☐ アームサポート（ ）※標準はブラック		¥2,800/箇所	
	☐ キャストアルミホイール（ ）※標準はシルバー			
	☐ フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック		¥10,000	
	☐ NCTブレーキ （ ）※標準はブラック		¥10,000	
☐ アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム （ ）※標準はシルバー		¥9,200		
背ポケット	ハコ小（ ☐ 右 ☐ 左） ☐ ハコ大	☐ フタマジック ☐ ファスナー（パイベン）	¥0	
	☐ ハコ小（左右）	☐ フタマジック ☐ ファスナー（パイベン）	¥3,000	
	☐ 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000	
備考				