

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし	基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム	☐ リジッド (固定)	¥850,000	①-1
各種寸法選択欄			
前座高	☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ その他 () cm		
後座高	() cm ※最低後座高は39cm(条件により40cm)となります		
シート幅	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 (バックパイプ外々寸法) ☐ その他 () cm		
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ その他 () cm		
フレーム長	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54		
※カタログ参照ください	☐ その他 () cm		
ベース長	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56		
※カタログ参照ください	☐ その他 () cm		
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ その他 () cm		
バックサポート角度	☐ 床垂直 ☐ 背～座角度指示 (☐ 86° ☐ 88° ☐ 90° ☐ 92° ☐ 94°) ☐ その他 () °		
車軸前後位置	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 (前出し寸法) ☐ その他 () cm		
フットサポート・ シート間距離	☐ () cm ※30～40cm ☐ その他 () cm		
サイドガード高	☐ タイヤ+1cm ☐ その他 タイヤ+ () cm ※H：サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択		
レグパイプ絞り	☐ なし (ストレート) ☐ あり (レグパイプ内タ=シート幅-8cm)		
バックサポート	背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)	¥0	③-2
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール (TW) ☐ 540	¥0
		スピナジー エブリデー 540 (□黒 □白)	¥120,000
		スピナジーSPORT ☐ 540 (□黒 □青 □黄)	¥120,000
		スピナジー ライトエクストリームLight 540 (□黒 □白 □赤 □橙)	¥120,000
		□ライトホイール 540	¥130,000
		□ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000
	キャンバ角	☐ 3°	¥0 ⑧-4
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー		¥0 ⑨-1
	☐ タイヤ その他 ()		都度見積
C.ハンドリム	アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0) cm		¥0 ⑪-3
	☐ ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 () cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400 ⑪-2,⑫-1
	☐ ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 () cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000
	スピナジー専用 ハードアルマイトφ19 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5) cm		¥11,000 ⑪-3
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5) cm		¥16,500
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 (☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0) cm		¥0
	チタン長円ハンドリム 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.5) cm ※スピナジー-540/ライトホイール専用		¥55,000
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0 ⑦-1
	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ (長 ・ 短)		¥-10,000
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000
		ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm (□右 □左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100 ③-1
E.キャスタフォーク	☐ EVOフォークAタイプ		¥0
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000
F.キャスタホイール	☐ 3"クッション ☐ 4"幅広クッション ☐ 5"クッション (EVO Bフォークになります)		¥0
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)		¥10,200
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)		
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
G.押手グリップ	☐ 無し		¥0	
	アール	☐ 標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500	
		☐ 全高指定（全高 cm）※最大100cm		
	☐ 中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）		¥6,200	
	☐ 直角（押手高：バックサポート高+3cm）		¥6,200	
	☐ フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥18,000	
H.サイドガード	☐ 無し		¥0	
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め）※サイド ガードパイプ内々：シート幅-2cm	☐ フレーム同色	¥12,000	
		☐ その他（ ）		
I.フットサポート	☐ パイプ式		¥0	
	☐ ステップ板溶接		¥8,000	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）	¥12,500	⑥-4,7
		跳ね上げ 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）		⑥-5,7
K.その他 オプション	☐ レッグパイプカバー		¥6,400	
	☐ クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。			
	厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート奥行き ）cm		都度見積	⑩-1
	オプションカバー色（ ）			
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー	☐ （ ）カタログから選択		
	カラーアルマイト（艶あり）	☐ （ ）カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト（艶なし）	☐ （ ）カタログから選択	¥40,000	
	塗装 メタリックカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー	☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ	☐ （ ）カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから 選択 ※艶なし選択時は倍の価 格になります	☐ キャスタフォーク（ ） ☐ キャスタケースキャップ（ ）※標準はブラック		¥2,200/箇所	
	☐ レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック			
	☐ アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック			
	☐ NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック			
	☐ アームサポート（ ）※標準はブラック		¥2,800/箇所	
	☐ キャスタアルミホイール（ ）※標準はシルバー			
	☐ フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック		¥10,000	
	☐ NCTブレーキ （ ）※標準はブラック		¥10,000	
背ポケット	☐ ハコ小（ ☐ 右 ☐ 左） ☐ ハコ大		☐ フタマジック ☐ ファスナー（パイペン）	¥0
	☐ ハコ小（左右）		☐ フタマジック ☐ ファスナー（パイペン）	¥3,000
	☐ 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm			¥5,000
備考				