

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請		基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	<input type="checkbox"/> リジッド (固定) <input type="checkbox"/> フォールディング (折りたたみ) ※Iに条件がございます。	¥364,000	①-1	
シートサイドパイプ	<input type="checkbox"/> フラット <input type="checkbox"/> アップタイプ ( <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 6cm <input type="checkbox"/> 7cm <input type="checkbox"/> 8cm )	¥0		
各種寸法選択欄				
前座高	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
後座高	( ) cm ※36cm以上			
シート幅	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 (バックパイプ外々寸法) <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
シート奥行	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
フレーム長	<input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54			
※カタログ参照ください	<input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
ベース長	<input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56			
※カタログ参照ください	<input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
バックサポート角度	<input type="checkbox"/> 床垂直 <input type="checkbox"/> 背~座角度指示 ( <input type="checkbox"/> 86° <input type="checkbox"/> 88° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 92° <input type="checkbox"/> 94° ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) °			
車軸ソケット	<input type="checkbox"/> 1つ穴タイプ (標準) <input type="checkbox"/> 3つ穴タイプ (前後1cm調整可) ※リジッド(固定)タイプは選択不可	¥17,600	⑧-3	
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 (前出し寸法) <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※30~40cm <input type="checkbox"/> その他 ( ) cm			
サイドガード高	<input type="checkbox"/> タイヤ+1cm <input type="checkbox"/> その他 タイヤ+ ( ) cm ※H: サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択			
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内々=シート幅-8cm)			
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整) <input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: ) 型番: ) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	都度見積	完成用部品	
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール <input type="checkbox"/> 501 (NBK) <input type="checkbox"/> 540 (TW) スピナジー エアリデー 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 ) スピナジーSPORT <input type="checkbox"/> 540 <input type="checkbox"/> 559 <input type="checkbox"/> 590 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄 ) スピナジー ライトエクストリームLight 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙 ) <input type="checkbox"/> ライトホイール 540 <input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥0 ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000 ¥130,000 ¥180,000	⑧-2
	キャンバ角	<input type="checkbox"/> 3°	¥0	⑧-4
	B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー (501/540のみ) <input type="checkbox"/> タイヤ501/540/559/590 その他 ( )	¥0	⑨-1
	C.ハンドリム	アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 2.5 <input type="checkbox"/> 3.0 ) cm	¥0	⑩-3
		<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 ( ) cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑩-2,⑩-1
		<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	
スピナジー専用 ハードアルマイトφ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm		¥11,000	⑩-3	
スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm		¥16,500		
ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm		¥0		
チタン長円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用	¥55,000			
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ	¥0	⑦-1	
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ <input type="checkbox"/> PPSブレーキ ( 長 ・ 短 )	¥-10,000		
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可 ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm ( <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左 ) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥16,000 ¥1,100	⑩-1
E.キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォークAタイプ	¥0		
	<input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。	¥4,000		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号
F.キャストホイール	<input type="checkbox"/> 3"クッション <input type="checkbox"/> 4"幅広クッション <input type="checkbox"/> 5"クッション (EVO Bフォークになります)	¥0	⑩-2
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャストホイール (シルバー)	¥10,200	
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャストホイール (シルバー)	¥11,000	
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ	¥4,900	
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900	
G.押手グリップ	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	
	アール <input type="checkbox"/> 標準 (押手高:バックサポート高+6cm) <input type="checkbox"/> 押手高指定 (            cm) ※最大100cm	¥5,500	
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高:バックサポート高-5cm)	¥6,200	
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高:バックサポート高+3cm)	¥6,200	
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm)	¥18,000	
	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	
H.サイドガード	アルミフレーム+アルミ板 (タイヤアール リベット止め) <input type="checkbox"/> フレーム同色 ※サイドガードパイプ内々:シート幅-2cm <input type="checkbox"/> その他 (            )	¥12,000	
	<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 内々寸法:シート幅±0cm	¥30,800	㉗
I.フットサポート	フォールディング <input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ)	¥0	⑤-3
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート (角度可変)	¥2,500	⑤-1,4,5
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート (角度可変)	¥5,000	⑤-3,4,5
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ●受注生産	¥2,200	⑤-3
	リジット <input type="checkbox"/> パイプ式	¥0	
	<input type="checkbox"/> ステップ板溶接	¥8,000	
J.アームサポート	NCTアームサポート 固定 高さ ( <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 )	¥12,500	⑥-4,7
	跳ね上げ 高さ ( <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 )		⑥-5,7
K.その他 オプション	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止 (ヤマハ)	¥25,100	⑱-2,3
	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー	¥6,400	
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ (            ) cm × 幅 ( シート幅 ) cm × 奥行 ( シート奥行き ) cm オプションカバー色 (            )	都度見積	⑫-1
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択		
	カラーアルマイト (艶あり) <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト (艶なし) <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択	¥40,000	
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> (            ) カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照  ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格になります	<input type="checkbox"/> キャストフォーク (            ) ※標準はブラック SGフォークは不可		
	<input type="checkbox"/> キャストケースキャップ (            ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> レッグパイプランプ (レッグパイプ下部) (            ) ※標準はブラック	¥2,200/箇所	
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー (            ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー (            ) ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アームサポート (            ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> キャストアルミホイール (            ) ※標準はシルバー	¥2,800/箇所	
	<input type="checkbox"/> SGホイール (            ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> フットサポート (ポスト含む) (            ) ※標準はブラック	¥10,000	
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ (            ) ※標準はブラック	¥10,000		
<input type="checkbox"/> アルミハンドリム/スピナジー用精円ハンドリム (            ) ※標準はシルバー	¥9,200		
背ポケット	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (バイベン)	¥0	
	ポケット小 (右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (バイベン)	¥0	
	ポケット小 (左) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (バイベン)	¥0	
	ポケット小 (左右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (バイベン)	¥3,000	
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅 (            ) cm × 高さ (            ) cm × マチ (            ) cm	¥5,000	
備考			