

NCT-BT ADJ バasketボール・アジャスタブル 発注書

日進医療器(株) 本社業務 FAX：0568-23-2787 年 月 日

発注 ご担当者	ご利用者氏名
	備考
納品先	

フレーム	アジャスタブルフレーム				414,000円
ホイール	☐ 標準スポーク車輪（25インチ・26インチのみ）				0円
	☐ スピナジー スポックスSPORT（ ☐ 黄 ☐ 青 ☐ 黒）				88,000円
サイズ/タイヤ	☐ 24インチ（スピナジーのみ）	☐ V-TRAK（グレー）			0円
	☐ 25インチ	☐ ニュートロンSPEC.R3（ ☐ 赤 ☐ アイボリー）			2,500円
	☐ 26インチ	☐ IRC エクセレーサープロ（赤）			5,500円
	☐ 700C（スピナジーのみ）	☐ IRC エクセレーサープロ（赤）のみ			5,500円
ハンドリム形状	☐ アルミφ19				0円
	☐ アルミ楕円				16,500円
ハンドリム間隔	爪短（ ☐ 0.5cm ☐ 1.0cm ☐ 1.5cm） 爪長（ ☐ 2.0cm ☐ 2.5cm ☐ 3.0cm）				0円
キャンバ角度	☐ 14° ☐ 16° ☐ 18° ☐ 20°				0円
前座高		前座高設定域			0円
レッグパイプ長	☐ 前座高S（ cm）	40～44cm			
※前座高設定域の範囲で	☐ 前座高M（ cm）	44～48cm			
指示をお願いします。	☐ 前座高L（ cm）	48～52cm			
後座高	☐ 後座高（ cm） ▼24in(36cm以上) 25in(37cm以上) 26in(40cm以上) 700C(41cm以上)				0円
シート奥行		シート奥行範囲	シートフレーム長	ベースフレーム長	0円
シート奥行範囲内で	☐ シート奥行S（ cm）	28～32cm	約30cm	39cm	
ご指示をお願いします。	☐ シート奥行M（ cm）	32～36cm	約34cm	43cm	
	☐ シート奥行L（ cm）	32～40cm	約38cm	46cm	
サイドガード形状	☐ なし				0円
※組付け式	☐ デスク（側板溶接） （高さ cm / 肘長 cm / 前部長さ cm）				30,000円
（寸法右図参照）	☐ タイヤR（側板溶接） （タイヤプラス前側 cm / 後側 cm）				30,000円
バックサポート角度	☐ 座から（ °） ※63° ～99° で指定 ☐ 高さ（ cm）18cm以上				0円
および高さ	▼サイドガードありの場合でも完成後の若干の角度調整は可能です。				
車軸位置	☐ -7.5 ☐ -9.0 ☐ -10.5 ☐ -12.0 ☐ -13.5 ☐ -15.0 ☐ -16.5 ☐ -18.0				0円
シート幅	バックサポート外々寸 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45				0円
ステップ高	☐ 床から（ cm） ※4～10cm それ以外は右のオーダーステップへ記入ください。				0円
ステップ幅	☐ 標準（シート幅－10cm） それ以外は右のオーダーステップへ記入ください。				0円
バックシートカラー	☐ CORE-8 ☐ NM-8				0円
座シートマジック	☐ なし ☐ あり（特別形状の場合は指示をお願いします。）				2,000円

Ver.1 2025年8月

NACTUS

バンパー形状	☐ Aタイプ ☐ Bタイプ ☐ Cタイプ	 9cm 9cm 9cm	0円
フレームカラー	☐ アルマイト銀		9,900円
	☐ 塗装 シャンパンゴールド		19,900円
	☐ 塗装 ポリッシュシルバー		37,500円
	☐ 塗装 マットカラー（ ）		17,000円
	☐ 塗装 シャイニーカラー・メタリックカラー（ ） ※シャンパンゴールド ポリッシュシルバー除く		15,500円
	☐ 塗装 キャンディカラー（キャンディーグリーン・キャンディーパープル） （キャンディーレッド・キャンディーブルー・キャンディーオレンジ）		21,900円 15,800円
オプションパーツ	☐ スポークカバー（黒）		18,000円
	☐ クッション 厚（ cm）×幅（ cm）×奥行（ cm）		都度見積もり
	☐ NACTUSスポーツワッペン		3,300円
	☐ ラチェットベルト（ M ・ L ）		15,600円
標準装備	レッグパイプカバー / バックガード / レッグベルト		0円
オーダーステップ	☐ ステップ高さ	 ステップ高さ 床から（ cm） 床から10cm以上で記載 ステップサイズ （ cm） 標準は8cm （ cm） 標準は12cm シート幅－15cm以下で記載 （標準はシート幅－15m）	12,100円
	☐ ステップサイズ		12,100円

※サイドガード内々は「シート幅」－2cm
レッグパイプ内々は「シート幅」－12.5cmになります。

