

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請		☐ あり ☐ なし	基本価格	補装具制度 加算番号
各種寸法選択欄				
フレーム	☐ αフレーム（折りたたみ） ☐ βフレーム（折りたたみ） ※αフレームはチタンサイドガード選択時、押手無し且つバックサポート高26cmは設定不可。 ※βフレームは仕様上、一部バックサポートは設定不可。（下記参照）		フレーム長：50 前後座高：42.5cm/38.5cm フレーム長：53 前後座高：42.5cm/35.5cm	¥546,000 ①-
以降バックサポート高40cmまで設定可				
シート幅	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40（バックパイプ外々寸法）			
シート奥行	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40			
バックサポート高	☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40			
バックサポート角度	88° となります。（座から背）			
車軸前後位置	αフレーム：7 （前出し）			
	βフレーム：5 （前出し）			
フットサポート・シート間距離	☐ 36 ☐ 37.5 ☐ 39			
レッグパイプ絞り	☐ なし（ストレート） ☐ あり（レッグパイプ内々=シート幅－11cm）			
バックサポート	☐ 背張り調整（折り返しマジック式張り調整）		¥0	③-
	☐ ハードバック 製品名及び型番（製品名： 型番： ）		都度見積	完成用部品
	☐ 日進にて手配 ☐ 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。			
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール（TW） ☐ 540	¥0	⑧-
		スピナジー LX 540（ ☐ 黒 ☐ 白）	¥142,300	
		スピナジー SLX 540（ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）		
		スピナジー B.LXL 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）		
		☐ ライトホイール 540	¥130,000	
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000	
	キャンバ角	☐ 3°	¥0	⑧-
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー		¥0	⑨-
	☐ タイヤその他（ ）		都度見積	
C.ハンドリム	☐ アルミハンドリム（標準）φ19 シルバー 間隔（ ）cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ		¥0	⑪-
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔（ ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ）cm		¥0	
	☐ ハードアルマイト（アルミ） φ19 間隔（ ）cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ		¥22,000	⑪-
	☐ ビニールコーティング（ステンレスφ19） 間隔（ ）cm ※間隔0.5cmピッチ		¥22,000	⑪-2,⑩-
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ）cm		¥14,140	⑪-
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ）cm		¥16,500	
	チタン長円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.5 ）cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000	
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0	⑦-
	☐ PD4ブレーキ PPSブレーキ（ ☐ 長 ☐ 短 ）		¥-10,000	
	追加ユニット	ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PPSのみ取付可 ※価格1本分 ☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可	¥1,100 ¥16,000	⑩-

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
E.キャストフォーク	□EVOフォーク Aタイプ		¥0	
	□SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,400	
F.キャストホイール	□4"幅広クッション		¥0	⑩-2
	□4"ライトニングホイール		¥4,900	
	□4"クッション アルミキャストホイール (シルバー)		¥10,200	
	□4"幅広クッション アルミキャストホイール (シルバー)			
	□4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000	
	□フロッグレッグスキャストホイール サイズ () カラー ()		都度見積	
G.押手グリップ	□無し		¥0	
	□フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm)		¥18,000	
	□アール (押手高:バックサポート高+6cm)		¥28,000	
H.サイドガード	□無し		¥0	
	□チタンサイドガード ※サイドガードパイプ内々:シート幅-2cm		¥0	
	□カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 ※サイドガード内々:シート幅±0cm		¥30,800	⑦
I.フットサポート	□パイプ式 (中折れ)		¥0	⑤-3
	□プレート式 (中折れ)		¥13,000	⑤-3
J.アームサポート	NCTチタンアームサポート	固定 高さ (□29 □30 □31 □32)	¥50,000	⑥-4,7
	※βフレームは29cm設定不可	跳ね上げ 高さ (□29 □30 □31 □32)		⑥-5,7
K.その他 オプション	□レッグパイプカバー		¥6,400	
	□クッション ※標準カバーはベッチン黒 チタンサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ () cm×幅 (シート幅) cm×奥行 (シート奥行き) cm オプションカバー色 ()		都度見積	⑫-1
	フレームカラー		チタンカラー	¥0
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格に なります ※チタン色価格は都度確認	□キャストフォーク () ※標準はブラック SGフォークは不可		¥2,200/箇所	
	□キャストケースキャップ () ※標準はブラック			
	□レッグパイプカラー (レッグパイプ下端部) () ※標準はブラック			
	□アームサポートホルダー () ※標準はブラック		¥2,800/箇所	
	□NCTブレーキステー () ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック			
	□キャストアルミホイール () ※標準はシルバー			
	□SGホイール () ※標準はブラック		¥9,200	
	□アルミハンドリム () ※標準はシルバー チタン色は不可			
	□スピナジー用楕円ハンドリム () ※標準はシルバー チタン色は不可			
□NCTブレーキ () ※標準はブラック		¥10,000		
□スピナジー LX/SLX ハブ ※艶なし同価格		¥42,000/箇所		
□スピナジー LX/SLX リム ※艶なし同価格				
背ポケット	ポケットなし	□※なしの場合でも✓をお願いします。	¥0	
	ポケット大	□フタマジック (箱) □ファスナー (パイペン)	¥0	
	ポケット小 (右)	□フタマジック (箱) □ファスナー (パイペン)	¥0	
	ポケット小 (左)	□フタマジック (箱) □ファスナー (パイペン)	¥0	
	ポケット小 (左右)	□フタマジック (箱) □ファスナー (パイペン)	¥3,000	
	□特ポケット寸法指定 幅 () cm×高さ () cm×マチ () cm		¥5,000	
	備考			