

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし		基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	☐ リジッド（固定） ☐ フォールディング（折りたたみ）※I：フットサポート条件がございます。		¥382,000	①-1	
各種寸法選択欄					
前座高	☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46				
	☐ その他（ ）cm				
後座高	（ ）cm ※36cm以上				
フレーム長	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54				
	☐ その他（ ）cm				
ベース長 ※カタログ参照ください	☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56				
	☐ その他（ ）cm				
シート幅	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42（バックパイプ外々寸法）				
	☐ その他（ ）cm				
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40				
	☐ その他（ ）cm				
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40				
	☐ その他（ ）cm				
バックサポート角度	☐ 床垂直 ☐ 背～座角度指示（ ☐ 86° ☐ 88° ☐ 90° ☐ 92° ☐ 94° ）				
	☐ その他（ ° ）				
車軸前後位置	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7（前出し寸法）				
	☐ その他（ ）cm				
フットサポート・ シート間距離	☐ （ ）cm ※30～40cm				
	前座高により高さが確保できない場合は最長値で出荷いたします。				
サイドガード高	☐ タイヤ+1cm				
	☐ その他 タイヤ+（ ）cm ※H：サイドガードアルミフレーム選択時のみ選択				
レッグパイプ絞り	☐ あり（レッグパイプ内々=シート幅-12cm） ☐ ストレート				
バックサポート	背張り調整（折り返しマジック式張り調整）		¥0	③-2	
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール ☐ 501（TW） ☐ 540（NBK）	¥0	⑧-2	
		スピナジー エブリデー 540（ ☐ 黒 ☐ 白）	¥120,000		
		スピナジー-SPORT ☐ 540 ☐ 559 ☐ 590 （ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）	¥120,000		
		スピナジー ライトエクストリームLight 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）	¥120,000		
		☐ ライトホイール 540	¥130,000		
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
	キャンバ角	☐ 3°	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー （501/540のみ）		¥0	⑨-1	
	☐ タイヤ501/540/559/590 その他（ ）		都度見積		
C.ハンドリム	アルミハンドリム（標準）φ19 シルバー 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0 ）cm		¥0	⑪-3	
	☐ ビニールコーティング（ステンレスφ19） 間隔（ ）cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400	⑪-2,⑫-1	
	☐ ハードアルマイト（アルミ） φ19 間隔（ ）cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000	⑪-3	
	540/559 スピナジー専用 ハードアルマイトφ19 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ）cm		¥11,000		
	540/559 スピナジー専用 橋円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ）cm		¥16,500		
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔（ ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ）cm		¥0		
	チタン長円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.5 ）cm ※スピナジー-540/ライトホイール専用		¥55,000		
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0	⑦-1	
	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ（ 長 ・ 短 ）		¥-10,000		
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可		¥16,000	⑨-1
		ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100	
E.キャスタフオーク	☐ EVOフォークAタイプ		¥0		
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000		
F.キャスターホイール	☐ 3"クッション ☐ 4"幅広クッション ☐ 5"クッション（EVO Bフォークになります）		¥0	⑩-2	
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール（シルバー）		¥10,200		
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール（シルバー）				
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000		
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900		

貴社名		ユーザー名			
				基本価格	補装具制度 加算番号
G.押手グリップ	☐ 無し			¥0	
	アール	☐ 標準（押手高：バックサポート高+6cm）		¥5,500	
	☐ 中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）			¥6,200	
	☐ 直角（押手高：バックサポート高+3cm）				
	☐ フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）			¥18,000	
H.サイドガード	☐ 無し			¥0	
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm		☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）	¥12,000	
	☐ カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm				㊦
	I.フットサポート	フォールディング	☐ パイプ式（中折れ）	¥0	㊥-3
☐ 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）			¥2,500	㊥-1,4,5	
☐ 中折れ式プレート（角度可変）			¥5,000	㊥-3,4,5	
☐ 片折れ式プレート ●受注生産			¥2,200	㊥-3	
リジット		☐ パイプ式（固定）	¥0		
		☐ ステップ板溶接	¥8,000		
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）	¥12,500	㊦-4,7	
		跳ね上げ 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）		㊦-5,7	
K.その他 オプション	☐ 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	㊨-2,3	
	☐ レッグパイプカバー		¥6,400		
	☐ クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（シート幅）cm×奥行（シート奥行き）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	㊨-1	
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥0		
	塗装 シャイニーカラー	☐ （ ）カタログから選択			
	カラーアルマイト（艶あり）	☐ （ ）カタログから選択	¥19,800		
	カラーアルマイト（艶なし）	☐ （ ）カタログから選択	¥40,000		
	塗装 メタリックカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥5,000		
	塗装 メタリックカラー	☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000		
	塗装 キャンディカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥15,000		
	塗装 カドワキ	☐ （ ）カタログから選択	都度見積		
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	☐ キャストフォーク（ ） ☐ キャストケースキャップ（ ）※標準はブラック		¥2,200/箇所		
	☐ レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック				
	☐ アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック				
	☐ NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック				
	※カラーアルマイトか ら選択 ※艶なし選択時は倍の 価格になります	☐ アームサポート（ ）※標準はブラック		¥2,800/箇所	
		☐ キャストアルミホイール（ ）※標準はシルバー			
		☐ フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック		¥10,000	
		☐ NCTブレーキ（ ）※標準はブラック		¥10,000	
背ポケット	☐ アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム（ ）※標準はシルバー		¥9,200		
	ハコ小（ ☐ 右 ☐ 左） ☐ ハコ大	☐ フタマジック ☐ ファスナー（バイベン）	¥0		
	☐ ハコ小（左右）	☐ フタマジック ☐ ファスナー（バイベン）	¥3,000		
	☐ 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000		
備考					