

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号																																				
各種寸法選択欄																																							
フレーム	<input type="checkbox"/> αフレーム (折りたたみ) フレーム長: 50 前後座高: 42.5cm/38.5cm <input type="checkbox"/> βフレーム (折りたたみ) フレーム長: 53 前後座高: 42.5cm/35.5cm ※αフレームはチタンサイドガード選択時、押手無し且つバックサポート高26cmは設定不可。 ※βフレームは仕様上、一部バックサポートは設定不可。(下記参照)	¥546,000	①-1																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">&lt;カーボンサイドガード選択時&gt; 押手種類別バックサポート高 (cm)</th> <th colspan="3">&lt;チタンサイドガード選択時&gt; 押手種類別バックサポート高 (cm)</th> </tr> <tr> <th>押手無し</th> <th>フォールディンググリップ</th> <th>押手アール</th> <th>押手無し</th> <th>フォールディンググリップ</th> <th>押手アール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td><del>32</del></td> <td><del>32</del></td> <td><del>26</del></td> <td><del>32</del></td> <td><del>32</del></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>34</td> <td>34</td> <td><del>28</del></td> <td>34</td> <td><del>34</del></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>36</td> <td>36</td> <td><del>30</del></td> <td>36</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>32</td> <td>38</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table> 以降バックサポート高40cmまで設定可			<カーボンサイドガード選択時> 押手種類別バックサポート高 (cm)			<チタンサイドガード選択時> 押手種類別バックサポート高 (cm)			押手無し	フォールディンググリップ	押手アール	押手無し	フォールディンググリップ	押手アール	26	<del>32</del>	<del>32</del>	<del>26</del>	<del>32</del>	<del>32</del>	28	34	34	<del>28</del>	34	<del>34</del>	30	36	36	<del>30</del>	36	36	32	38	38	32	38	38
	<カーボンサイドガード選択時> 押手種類別バックサポート高 (cm)			<チタンサイドガード選択時> 押手種類別バックサポート高 (cm)																																			
	押手無し			フォールディンググリップ	押手アール	押手無し	フォールディンググリップ	押手アール																															
	26			<del>32</del>	<del>32</del>	<del>26</del>	<del>32</del>	<del>32</del>																															
	28			34	34	<del>28</del>	34	<del>34</del>																															
30	36	36	<del>30</del>	36	36																																		
32	38	38	32	38	38																																		
シート幅	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)																																						
シート奥行	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40																																						
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40																																						
バックサポート角度	88° となります。(座から背)																																						
車軸前後位置	αフレーム: 7 (前出し) βフレーム: 5 (前出し)																																						
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37.5 <input type="checkbox"/> 39																																						
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内々=シート幅-11cm)																																						
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)	¥0	③-2																																				
	<input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: _____ 型番: _____) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	都度見積	完成用部品																																				
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール (TW) <input type="checkbox"/> 540	¥0	⑧-2																																			
		スピナジー LX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白)	¥120,000																																				
		スピナジー SLX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄)	¥120,000																																				
		スピナジー B.LXL 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙)	¥120,000																																				
		□ライトホイール 540	¥130,000																																				
	□ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000																																					
	キャンバ角 <input type="checkbox"/> 3°	¥0	⑧-4																																				
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー	¥0	⑨-1																																				
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ( _____ )	都度見積																																					
C.ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( _____ ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥0	⑩-3																																				
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm	¥0																																					
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( _____ ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	⑩-3																																				
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 ( _____ ) cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑩-2,⑩-1																																				
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥11,000	⑩-3																																				
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥16,500																																					
	チタン長円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm ※スピナジー-540/ライトホイール専用	¥55,000																																					
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ	¥0	⑦-1																																				
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ PPSブレーキ ( □長 □短 )	¥-10,000																																					
	追加ユニット	ブレーキ延長レバー □+10cm □+18cm (□右 □左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100																																			
	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000																																					

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号
E.キャストフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォーク Aタイプ	¥0	
	<input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。	¥4,400	
F.キャストホイール	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション	¥0	⑩-2
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900	
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャストホイール (シルバー)	¥10,200	
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャストホイール (シルバー)		
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ	¥11,000	
	<input type="checkbox"/> フロッグレッグスキャストホイール サイズ ( ) カラー ( )	都度見積	
G.押手グリップ	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm)	¥18,000	
	<input type="checkbox"/> アール (押手高:バックサポート高+6cm)	¥28,000	
H.サイドガード	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	
	<input type="checkbox"/> チタンサイドガード ※サイドガードパイプ内々:シート幅-2cm	¥0	
	<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 ※サイドガード内々:シート幅±0cm	¥30,800	⑺
I.フットサポート	<input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ)	¥0	⑤-3
	<input type="checkbox"/> プレート式 (中折れ)	¥13,000	⑤-3
J.アームサポート	NCTチタンアームサポート 固定 高さ (□29 □30 □31 □32) ※βフレームは29cm設定不可	¥50,000	⑥-4,7
	跳ね上げ 高さ (□29 □30 □31 □32)		⑥-5,7
K.その他 オプション	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー	¥6,400	
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはベッチン黒 チタンサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ ( ) cm×幅 (シート幅) cm×奥行 (シート奥行き) cm	都度見積	⑫-1
	<input type="checkbox"/> オプションカバー色 ( )		
フレームカラー	チタンカラー	¥0	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照  ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格になり ます ※チタン色価格は都度確認	<input type="checkbox"/> キャストフォーク ( ) ※標準はブラック SGフォークは不可	¥2,200/箇所	
	<input type="checkbox"/> キャストタケスキップ ( ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> レッグパイプカラー (レッグパイプ下端部) ( ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー ( ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー ( ) ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> キャストアルミホイール ( ) ※標準はシルバー	¥2,800/箇所	
	<input type="checkbox"/> SGホイール ( ) ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム ( ) ※標準はシルバー チタン色は不可	¥9,200	
	<input type="checkbox"/> スピナジー用精円ハンドリム ( ) ※標準はシルバー チタン色は不可		
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ( ) ※標準はブラック	¥10,000		
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX ハブ ※艶なし同価格	¥42,000/箇所		
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX リム ※艶なし同価格			
背ポケット	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0	
	ポケット小 (右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0	
	ポケット小 (左) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0	
	ポケット小 (左右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥3,000	
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定	¥5,000	
	幅 ( ) cm×高さ ( ) cm×マチ ( ) cm		

備考
----