

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号					
フレーム	<input type="checkbox"/> Urban (レグパイプ フラットタイプ)	¥189,000	①-1					
	<input type="checkbox"/> UP (レグパイプ アップタイプ) ※H,K 注記あり	¥189,000						
	<input type="checkbox"/> SW (レグパイプ スイングイン・アウトタイプ) ※車軸前後位置,D,H,I,K 注記あり	¥209,000	①-1,④-4					
各種寸法選択欄								
フレーム長	<input type="checkbox"/> スタンダードフレーム (シート奥行40、42cmは不可) <input type="checkbox"/> ロングフレーム							
シート幅	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)							
シート奥行	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 ※ <input type="checkbox"/> 40 ※ <input type="checkbox"/> 42 ※標準フレームは不可							
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40							
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 (前出し寸法) ※SW標準フレーム選択時は3、4のみ。		⑧-3					
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> () cm ※30~40cm 前座高により高さが確保できない場合は最長値で出荷いたします。							
<p>前座高×後座高寸法設定表 希望寸法の○を塗りつぶしてください。</p> <p>◆キャスト径、車軸位置、仕様により多少の誤差が生じる場合があります。</p> <p>※1 3"キャストは設定不可</p>								
前座高×後座高寸 ※横軸：前座高 縦軸：後座高	後座	前座	41	42	43	44	45 ※1	
	36		○	○	○	×	×	
	37		○	○	○	○	×	
	38		○	○	○	○	○	
	39		○	○	○	○	○	
	40		×	○	○	○	○	
41		×	×	○	○	○		
バックサポート	背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)							¥0 ③-2
A.車輪	固定軸	スタンダードホイール (NBK) <input type="checkbox"/> 501 (22") <input type="checkbox"/> 540 (24")		¥0	⑧-1			
		<input type="checkbox"/> 介助ブレーキ (内拡式ドラムブレーキ) ※押手形状はアルとなります。		¥22,300	⑦-2			
	着脱軸	スタンダードホイール (NBK) <input type="checkbox"/> 501 (22") <input type="checkbox"/> 540 (24")		¥11,000	⑧-2			
		スピナジー エブリデー 540 (□黒 □白)		¥120,000				
		スピナジー SPORT 540 (□黒 □青 □黄)		¥120,000				
		スピナジー ライトエクストリームLight 540 (□黒 □白 □赤 □橙)		¥120,000				
		□ライトホイール 540		¥130,000				
□ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み		¥180,000						
キャンバ角	<input type="checkbox"/> 3° ※固定軸の場合は設定不可		¥0	⑧-4				
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー		¥0	⑨-1				
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ()		都度見積					
C.ハンドリム	アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 2.5 <input type="checkbox"/> 3.0) cm		¥0	⑩-3				
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレス) φ19 間隔 () cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400	⑩-2,⑩-1				
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 () cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000	⑩-3				
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5) cm		¥11,000					
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5) cm		¥16,500					
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 (<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0) cm		¥0					
チタン長円ハンドリム 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5) cm ※スピナジー-540/ライトホイール専用		¥55,000						
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ <input type="checkbox"/> PPSブレーキ (長・短) ※SWは不可		¥0	⑦-1				
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ※SWは不可		¥12,000					
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可		¥16,000	⑩-1			
ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm (□右 □左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100						
E.キャストフォーク	EVOフォークBタイプとなります。		¥0					

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号	
F.キャストホイール	<input type="checkbox"/> 3"クッション <input type="checkbox"/> 4"幅広クッション <input type="checkbox"/> 5"クッション	¥0	⑩-2	
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャストホイール (シルバー)	¥10,200		
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャストホイール (シルバー)	¥4,900		
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900		
G.押手グリップ ※押手高は後座高の 設定により1cm程度の 誤差が発生する場合がご ざいます。	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	③-7	
	アール <input type="checkbox"/> 標準 (押手高:バックサポート高+6cm) <input type="checkbox"/> 押手高指定 (□83 □90 □97)	¥4,900		
	アール 背折れ付き ※バックサポート高30・32は不可 <input type="checkbox"/> 標準 (押手高:バックサポート高+6cm) <input type="checkbox"/> 押手高指定 (□83 □90 □97)	¥13,900		
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高:バックサポート高-5cm) ※バックサポート高30・32cmは不可	¥5,900		
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高:バックサポート高+3cm)	¥15,200		
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm) ※バックサポート高34cm以下は設定不可	¥15,200		
H.サイドガード	<input type="checkbox"/> 樹脂製サイドガード (泥除け付) ※内々寸法:シート幅±0cm	¥0	⑳	
	<input type="checkbox"/> 無し	¥0		
	アルミフレーム+アルミ板 (リベット止め) ※サイドガードパイプ内々: シート幅±0cm	タイヤアール <input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他 ()		¥12,000
	アールデスク ※UPフレーム設定不可 SWスタンダードフレーム設定不可	<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他 ()		¥12,000
	<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 内々寸法:シート幅±0cm	¥30,800		
I.フットサポート	<input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ) ※SWは不可	¥0	⑤-3	
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート (角度可変)	¥2,500		
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート (角度可変) ※SWは不可	¥5,000		
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ※SWは不可、受注生産	¥2,200		
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定式 高さ (□28 □29 □30 □31 □32) 跳ね上げ式 高さ (□28 □29 □30 □31 □32)	⑥-4,7 ⑥-5,7	
	¥12,500			
K.その他 オプション	<input type="checkbox"/> 回転式転倒防止NEタイプ	¥14,300	⑱-2,3	
	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止 (ヤマハ)	¥25,100		
	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー ※SW選択時は不可	¥6,400		
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはデニム黒 UPの場合の幅はシート幅-5cmで作成します。 厚さ () cm×幅 (シート幅) cm×奥行 (シート奥行き) cm オプションカバー色 ()	都度見積		
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥0		
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択			
	カラーアルマイト (艶あり) <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥19,800		
	カラーアルマイト (艶なし) <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥40,000		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥5,000		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000		
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥15,000		
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> () カタログから選択	都度見積		
背ポケット	ハコ小 (□右 □左) <input type="checkbox"/> ハコ大 <input type="checkbox"/> フタマジック <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥0		
	<input type="checkbox"/> ハコ小 (左右) <input type="checkbox"/> フタマジック <input type="checkbox"/> ファスナー (パイペン)	¥3,000		
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定	¥5,000		
	幅 () cm×高さ () cm×マチ () cm			

備考