

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号																																											
フレーム	<input type="checkbox"/> Urban (レッグパイプ フラットタイプ)	¥189,000	①-1																																											
	<input type="checkbox"/> UP (レッグパイプ アップタイプ) ※H,K 注記あり	¥189,000																																												
	<input type="checkbox"/> SW (レッグパイプ スイングイン・アウトタイプ) ※車軸前後位置,D,H,I,K 注記あり	¥209,000	①-1,④-4																																											
各種寸法選択欄																																														
フレーム長	<input type="checkbox"/> スタンダードフレーム (シート奥行40、42cmは不可) <input type="checkbox"/> ロングフレーム																																													
シート幅	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)																																													
シート奥行	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 ※ <input type="checkbox"/> 40 ※ <input type="checkbox"/> 42 ※標準フレームは不可																																													
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40																																													
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 (前出し寸法) ※SW標準フレーム選択時は3、4のみ。		⑧-3																																											
フットサポート・ シート間距離	<input type="checkbox"/> () cm ※30~40cm 前座高により高さが確保できない場合は最長値で出荷いたします。																																													
前座高×後座高寸法設定表 希望寸法の○を塗りつぶしてください。 ◆キャスト径、車軸位置、仕様により多少の誤差が生じる場合があります。 ※1 3°キャストは設定不可																																														
前座高×後座高寸 ※横軸：前座高 縦軸：後座高	<table><tr><td>後座</td><td>前座</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45 ※1</td></tr><tr><td>36</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>37</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>38</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>39</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>40</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>41</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>	後座	前座	41	42	43	44	45 ※1	36	○	○	○	×	×	37	○	○	○	○	×	38	○	○	○	○	○	39	○	○	○	○	○	40	×	○	○	○	○	41	×	×	○	○	○		
	後座	前座	41	42	43	44	45 ※1																																							
	36	○	○	○	×	×																																								
	37	○	○	○	○	×																																								
	38	○	○	○	○	○																																								
	39	○	○	○	○	○																																								
	40	×	○	○	○	○																																								
41	×	×	○	○	○																																									
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整) <input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名： 型番：) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	¥0	③-2																																											
	A.車輪	固定軸	スタンダードホイール (NBK) <input type="checkbox"/> 501 (22") <input type="checkbox"/> 540 (24") <input type="checkbox"/> 介助ブレーキ (内払式ドラムブレーキ) ※押手形状はアールとなります。	¥0 ¥22,300	⑧-1 ⑦-2																																									
		着脱軸	スタンダードホイール (NBK) <input type="checkbox"/> 501 (22") <input type="checkbox"/> 540 (24")	¥11,000	⑧-2																																									
スピナジー LX 540 (□黒 □白)			¥120,000																																											
スピナジー SLX 540 (□黒 □青 □黄)			¥120,000																																											
スピナジー B.LXL 540 (□黒 □白 □赤 □橙)			¥120,000																																											
□ライトホイール 540			¥130,000																																											
□ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み			¥180,000																																											
キャンパ角		<input type="checkbox"/> 3° ※固定軸の場合は設定不可	¥0	⑧-4																																										
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー	¥0	⑨-1																																											
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ()	都度見積																																												
C.ハンドリム	アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 2.5 <input type="checkbox"/> 3.0) cm	¥0	⑩-3																																											
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレス) φ19 間隔 () cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑩-2,⑩-1																																											
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 () cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	⑩-3																																											
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5) cm	¥11,000																																												
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5) cm	¥16,500																																												
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 (<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0) cm	¥0																																												
	チタン長円ハンドリム 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用	¥55,000																																												
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ <input type="checkbox"/> PD3ブレーキ <input type="checkbox"/> PPSブレーキ (長 ・ 短) ※SWは不可	¥0	⑦-1																																											
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ※SWは不可	¥12,000																																												
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000	⑩-1																																										
		ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm (□右 □左) ※PPS、PD3のみ取付可 ※価格1本分	¥1,100																																											
E.キャストフォーク	EVOフォークBタイプとなります。	¥0																																												

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号	
F.キャストホイール	□3"クッション □4"幅広クッション □5"クッション		¥0	⑩-2	
	□4"クッション アルミキャストホイール（シルバー）		¥10,200		
	□4"幅広クッション アルミキャストホイール（シルバー）				
	□4"ライトニングホイール		¥4,900		
G.押手グリップ ※押手高は後座高の 設定により1cm程度の 誤差が発生する場合がございます。	□無し		¥0		
	アール	□標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥4,900		
		□押手高指定（□83 □90 □97）			
	アール 背折れ付き ※バックサポート高30・32は不可	□標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥13,900	③-7	
		□押手高指定（□83 □90 □97）			
	□中間出し（押手高：バックサポート高－5cm）※バックサポート高30・32cmは不可		¥5,900		
	□直角（押手高：バックサポート高+3cm）				
	□フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200		
※バックサポート高34cm以下は設定不可					
H.サイドガード	□樹脂製サイドガード（泥除け付） ※内々寸法：シート幅±0cm		¥0	⑰	
	□無し		¥0		
	アルミフレーム＋アルミ板 （リベット止め） ※サイドガードパイプ内々： シート幅±0cm	タイヤアール	□フレーム同色	¥12,000	
			□その他（ ）		
	アルデスク ※UPフレーム設定不可 SWスタンダードフレーム設定不可	□フレーム同色	¥12,000		
		□その他（ ）			
□カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	⑰		
I.フットサポート	□パイプ式（中折れ）※SWは不可		¥0	⑤-3	
	□両側跳ね上げ式プレート（角度可変）		¥2,500	⑤-1,4,5	
	□中折れ式プレート（角度可変）※SWは不可		¥5,000	⑤-3,4,5	
	□片折れ式プレート※SWは不可、受注生産		¥2,200	⑤-3	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定式 高さ（□28 □29 □30 □31 □32）	¥12,500	⑥-4,7	
		跳ね上げ式 高さ（□28 □29 □30 □31 □32）		⑥-5,7	
K.その他 オプション	□回転式転倒防止NEタイプ		¥14,300	⑱-2,3	
	□折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100		
	□レッグパイプカバー ※SW選択時は不可		¥6,400		
	□クッション ※標準カバーはデニム黒 UPの場合の幅はシート幅－5cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート奥行き ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	⑫-1	
	フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	□（ ）カタログから選択	¥0	
塗装 シャイニーカラー		□（ ）カタログから選択			
カラーアルマイト（艶あり）		□（ ）カタログから選択	¥19,800		
カラーアルマイト（艶なし）		□（ ）カタログから選択	¥40,000		
塗装 メタリックカラー		□（ ）カタログから選択	¥5,000		
塗装 メタリックカラー		□ シャンパンゴールド □ ポリッシュシルバー	¥15,000		
塗装 キャンディカラー		□（ ）カタログから選択	¥15,000		
塗装 カドワキ		□（ ）カタログから選択	都度見積		
背ポケット	ポケット大	□フタマジック（箱） □ファスナー（パイペン）	¥0		
	ポケット小（右）	□フタマジック（箱） □ファスナー（パイペン）	¥0		
	ポケット小（左）	□フタマジック（箱） □ファスナー（パイペン）	¥0		
	ポケット小（左右）	□フタマジック（箱） □ファスナー（パイペン）	¥3,000		
	□特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000		
備考					