

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号					
フレーム	<input type="checkbox"/> Urban (レッグパイプ フラットタイプ)	¥189,000	①-1					
	<input type="checkbox"/> UP (レッグパイプ アップタイプ) ※H,K 注記あり	¥189,000						
	<input type="checkbox"/> SW (レッグパイプ スイングイン・アウトタイプ) ※車軸前後位置,D,H,I,K 注記あり	¥209,000		①-1,④-4				
各種寸法選択欄								
フレーム長	<input type="checkbox"/> スタンダードフレーム (シート奥行40、42cmは不可) <input type="checkbox"/> ロングフレーム							
シート幅	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)							
シート奥行	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 ※ <input type="checkbox"/> 40 ※ <input type="checkbox"/> 42 ※標準フレームは不可							
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40							
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 (前出し寸法) ※SW標準フレーム選択時は3、4のみ。		⑧-3					
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※30~40cm 前座高により高さが確保できない場合は最長値で出荷いたします。							
<p>前座高×後座高寸法設定表 希望寸法の○を塗りつぶしてください。</p> <p>◆キャスト径、車軸位置、仕様により多少の誤差が生じる場合があります。</p> <p>※1 3°キャストは設定不可</p>								
前座高×後座高寸 ※横軸：前座高 縦軸：後座高	前座 \ 後座	41	42	43	44	45 ※1		
	36	○	○	○	×	×		
	37	○	○	○	○	×		
	38	○	○	○	○	○		
	39	○	○	○	○	○		
	40	×	○	○	○	○		
	41	×	×	○	○	○		
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)						¥0	③-2
	<input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: _____ 型番: _____) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。						都度見積	完成用部品
A.車輪	固定軸	スタンダードホイール (NBK) <input type="checkbox"/> 501 (22") <input type="checkbox"/> 540 (24")					¥0	⑧-1
		介助ブレーキ (内拡式ドラムブレーキ) ※押手形状はアールとなります。					¥22,300	⑦-2
	着脱軸	スタンダードホイール (NBK) <input type="checkbox"/> 501 (22") <input type="checkbox"/> 540 (24")					¥11,000	⑧-2
		スピナジー LX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白)					¥120,000	
		スピナジー SLX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄)					¥120,000	
		スピナジー B.LXL 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙)					¥120,000	
		<input type="checkbox"/> ライトホイール 540					¥130,000	
<input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み					¥180,000			
キャンバ角	<input type="checkbox"/> 3° ※固定軸の場合は設定不可					¥0	⑧-4	
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー						¥0	⑨-1
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ( )						都度見積	
C.ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ						¥0	⑩-3
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm						¥0	
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ						¥11,000	⑩-3
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 ( ) cm ※間隔0.5cmピッチ						¥15,400	⑩-2,⑩-1
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm						¥11,000	⑩-3
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm						¥16,500	
	チタン長円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用						¥55,000	
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ <input type="checkbox"/> PD3ブレーキ PPSブレーキ ( <input type="checkbox"/> 長 <input type="checkbox"/> 短 ) ※SWは不可						¥0	⑦-1
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ※SWは不可						¥12,000	
	追加ユニット	ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm ( <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分					¥1,100	⑩-1
	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可						¥16,000	
E.キャストフォーク	EVOフォーク Bタイプとなります。						¥0	

