

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし		基本価格	補装具制度 加算番号					
フレーム	☐ Urban（レッグパイプ フラットタイプ）		¥189,000	①-1					
	☐ UP（レッグパイプ アップタイプ） ※H,K 注記あり		¥189,000						
	☐ SW（レッグパイプ スイングイン・アウトタイプ） ※車軸前後位置,D,H,I,K 注記あり		¥209,000	①-1,④-4					
各種寸法選択欄									
フレーム長	☐ スタンダードフレーム（シート奥行40、42cmは不可） ☐ ロングフレーム								
シート幅	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40（バックパイプ外々寸法）								
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ※ ☐ 40 ※ ☐ 42 ※標準フレームは不可								
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40								
車軸前後位置	☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6（前出し寸法）※SW標準フレーム選択時は3、4のみ。			⑧-3					
フットサポート・ シート間距離	☐ （ ）cm ※30～40cm 前座高により高さが確保できない場合は最長値で出荷いたします。								
前座高×後座高寸法設定表 希望寸法の○を塗りつぶしてください。									
◆キャスト径、車軸位置、仕様により多少の誤差が生じる場合があります。									
※1 3"キャストは設定不可									
前座高×後座高寸 ※横軸：前座高 縦軸：後座高	後座 \ 前座	41	42	43	44	45 ※1			
	36	○	○	○	×	×			
	37	○	○	○	○	×			
	38	○	○	○	○	○			
	39	○	○	○	○	○			
	40	×	○	○	○	○			
	41	×	×	○	○	○			
バックサポート	背張り調整（折り返しマジック式張り調整）						¥0	③-2	
A.車輪	固定軸	スタンダードホイール（NBK） ☐ 501（22"） ☐ 540（24"）			¥0	⑧-1			
		☐ 介助ブレーキ（内拡式ドラムブレーキ） ※押手形状はアールとなります。			¥22,300	⑦-2			
	着脱軸	スタンダードホイール（NBK） ☐ 501（22"） ☐ 540（24"）			¥11,000	⑧-2			
		スピナジー エブリデー 540（ ☐ 黒 ☐ 白）			¥120,000				
		スピナジー SPORT 540（ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）			¥120,000				
		スピナジー ライトエクストリームLight 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）			¥120,000				
		☐ ライトホイール 540			¥130,000				
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み			¥180,000				
キャンパ角	☐ 3°						¥0	⑧-4	
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー						¥0	⑨-1	
	☐ タイヤその他（ ）						都度見積		
C.ハンドリム	アルミハンドリム（標準）φ19 シルバー 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0 ）cm						¥0	⑪-3	
	☐ ビニールコーティング（ステンレス） φ19 間隔（ ）cm ※間隔0.5cmピッチ						¥15,400	⑪-2,⑫-1	
	☐ ハードアルマイト（アルミ） φ19 間隔（ ）cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ						¥11,000	⑪-3	
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ）cm						¥11,000		
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ）cm						¥16,500		
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔（ ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ）cm						¥0		
	チタン長円ハンドリム 間隔（ ☐ 0.5 ☐ 1.5 ）cm ※スピナジー-540/ライトホイール専用						¥55,000		
D.ブレーキ	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ（ 長 ・ 短 ） ※SWは不可						¥0	⑦-1	
	☐ NCTブレーキ ※SWは不可						¥12,000		
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可						¥16,000	
		ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PPSのみ取付可 ※価格1本分						¥1,100	⑩-1
E.キャストフォーク	EVOフォークBタイプとなります。						¥0		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
F.キャスタホイール	☐ 3"クッション ☐ 4"幅広クッション ☐ 5"クッション		¥0	⑩-2
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール（シルバー）		¥10,200	
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール（シルバー）			
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900	
G.押手グリップ ※押手高は後座高の 設定により1cm程度の 誤差が発生する場合がご ざいます。	☐ 無し		¥0	
	アール	☐ 標準（押手高：バックサポート高+6cm） ☐ 押手高指定（ ☐ 83 ☐ 90 ☐ 97）	¥4,900	
	アール 背折れ付き ※バックサポート高30・32は不可	☐ 標準（押手高：バックサポート高+6cm） ☐ 押手高指定（ ☐ 83 ☐ 90 ☐ 97）	¥13,900	③-7
	☐ 中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）※バックサポート高30・32cmは不可		¥5,900	
	☐ 直角（押手高：バックサポート高+3cm）			
	☐ フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200	
	※バックサポート高34cm以下は設定不可			
H.サイドガード	☐ 樹脂製サイドガード（泥除け付） ※内々寸法：シート幅±0cm		¥0	②7
	☐ 無し		¥0	
	アルミフレーム+アルミ板 （リベット止め）	タイヤアール ☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）	¥12,000	
	※サイドガードパイプ内々： シート幅±0cm	アールデスク ※UPフレーム設定不可 SWスタンダードフレーム設定不可 ☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）	¥12,000	
	☐ カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	②7
I.フットサポート	☐ パイプ式（中折れ）※SWは不可		¥0	⑤-3
	☐ 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）		¥2,500	⑤-1,4,5
	☐ 中折れ式プレート（角度可変）※SWは不可		¥5,000	⑤-3,4,5
	☐ 片折れ式プレート※SWは不可、受注生産		¥2,200	⑤-3
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定式 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32） 跳ね上げ式 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）	¥12,500	⑥-4,7 ⑥-5,7
K.その他 オプション	☐ 回転式転倒防止NEタイプ		¥14,300	⑱-2,3 ⑫-1
	☐ 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	
	☐ レッグパイプカバー ※SW選択時は不可		¥6,400	
	☐ クッション ※標準カバーはデニム黒 UPの場合の幅はシート幅-5cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート奥行き ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー	☐ （ ）カタログから選択		
	カラーアルマイト（艶あり）	☐ （ ）カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト（艶なし）	☐ （ ）カタログから選択	¥40,000	
	塗装 メタリックカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー	☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ	☐ （ ）カタログから選択	都度見積	
背ポケット	ハコ小（ ☐ 右 ☐ 左） ☐ ハコ大	☐ フタマジック ☐ ファスナー（バイペン）	¥0	
	☐ ハコ小（左右）	☐ フタマジック ☐ ファスナー（バイペン）	¥3,000	
	☐ 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000	
備考				