

NCT-Twin Basketball ツインバスケットボール・リジット 発注書


Ver.2 2026年5月
NACTUS

日進医療器(株) 本社業務 FAX: 0568-23-2787

年 月 日

発注 ご担当者	ご利用者氏名
	備考
納品先	

後輪仕様	<input type="checkbox"/> 5輪車 (標準) <input type="checkbox"/> 6輪車	414,000円
ホイール	<input type="checkbox"/> 標準スポーク車輪 (25インチ・26インチのみ)	0円
	<input type="checkbox"/> スピナジー SLX (<input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黒)	120,000円
サイズ/タイヤ	<input type="checkbox"/> 24インチ (スピナジーのみ) <input type="checkbox"/> V-TRAK (グレー)	0円
	<input type="checkbox"/> 25インチ <input type="checkbox"/> ニュートロンSPEC.R3 (<input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> アイボリー)	2,500円
	<input type="checkbox"/> 26インチ <input type="checkbox"/> ニュートロンSPEC.Light (黄) ※24インチは不可	2,500円
	<input type="checkbox"/> IRC エクセレーサープロ (赤)	5,500円
	<input type="checkbox"/> 700C (スピナジーのみ) <input type="checkbox"/> IRC エクセレーサープロ (赤) のみ	5,500円
ハンドリム形状	<input type="checkbox"/> アルミφ19	0円
	<input type="checkbox"/> アルミ楕円	16,500円
ハンドリム間隔	爪短 (<input type="checkbox"/> 0.5cm <input type="checkbox"/> 1.0cm <input type="checkbox"/> 1.5cm)	0円
	爪長 (<input type="checkbox"/> 2.0cm <input type="checkbox"/> 2.5cm <input type="checkbox"/> 3.0cm)	
キャンバ角度	<input type="checkbox"/> 14° <input type="checkbox"/> 16° <input type="checkbox"/> 18° <input type="checkbox"/> 20°	0円
前座高	<input type="checkbox"/> 前座高 (cm)	0円
後座高	<input type="checkbox"/> 後座高 (cm) ※24in(36cm以上) 25in(37cm以上) 26in(40cm以上) 700C(41cm以上)	0円
ステップ高	<input type="checkbox"/> 床から (cm) 4cm以上	0円
シート奥行	右図のA寸法 (cm) + B寸法 (cm) ※A寸法は12cm以上	0円
バックサポート高	<input type="checkbox"/> バックサポート高 (cm) ※18cm以上必要です。	0円
バックサポート角度	<input type="checkbox"/> 座から (°) 左記角度を基準に前3° 後6° まで調整可能です。	0円
ベースフレーム長	<input type="checkbox"/> S:39cm <input type="checkbox"/> M:43cm <input type="checkbox"/> L:46cm	0円
車軸位置	<input type="checkbox"/> -7.5 <input type="checkbox"/> -9.0 <input type="checkbox"/> -10.5 <input type="checkbox"/> -12.0 <input type="checkbox"/> -13.5 <input type="checkbox"/> -15.0 <input type="checkbox"/> -16.5 <input type="checkbox"/> -18.0 ※ 上記指定位置より前1.5cm 後1.5cm調整可能です。	0円
シート幅	バックサポート外々寸 (cm) ※ サイドガード内々寸法は-2cmになります。	0円
サイドガード形状 ※組付け式 (寸法右図参照)	<input type="checkbox"/> なし	0円
	<input type="checkbox"/> タイヤR (側板溶接) (タイヤプラス前側 cm / 後側 cm)	30,000円
ステップ幅	<input type="checkbox"/> 標準幅 (シート幅-10cm)	0円
	<input type="checkbox"/> 特寸幅 (cm) ※シート幅-10cm以下で記載 (不可寸法の場合は最大幅で作成します。)	12,100円
バックシートカラー	<input type="checkbox"/> CORE-8 <input type="checkbox"/> NM-8	0円
座シートマジック	<input type="checkbox"/> 座シートマジックあり ※右図へ指示をお願いします。	2,000円



バンパー形状	<input type="checkbox"/> Aタイプ <input type="checkbox"/> Bタイプ <input type="checkbox"/> Cタイプ		0円
ステップ位置	<input type="checkbox"/> ステップ位置 (cm) ※座シート先端からステップ取付部までの寸法 ※ステップ奥行は前へ8cm、後ろへ12cm		0円
レッグパイプ	<input type="checkbox"/> 絞り標準寸法 (レッグパイプ内々 = シート幅 - 8cm) <input type="checkbox"/> 絞り特寸法 レッグパイプ内々 = (cm)		0円
フレームカラー	<input type="checkbox"/> アルマイト銀	9,900円	
	<input type="checkbox"/> 塗装 シャンパンゴールド	19,900円	
	<input type="checkbox"/> 塗装 ポリッシュシルバー	37,500円	
	<input type="checkbox"/> 塗装 マットカラー ()	17,000円	
	<input type="checkbox"/> 塗装 シャイニーカラー・メタリックカラー () ※シャンパンゴールド ポリッシュシルバー除く	15,500円	
	<input type="checkbox"/> 塗装 キャンディカラー (キャンディーグリーン・キャンディーパープル) (キャンディーレッド・キャンディーブルー・キャンディーオレンジ)	21,900円 15,800円	
オプションパーツ	<input type="checkbox"/> スポークカバー (黒)	18,000円	
	<input type="checkbox"/> クッション 厚 (cm) × 幅 (cm) × 奥行 (cm)	都度見積もり	
	<input type="checkbox"/> ラチェットベルト (M ・ L)	15,600円	
	<input type="checkbox"/> NACTUSスポーツワッペン	3,300円	
	<input type="checkbox"/> アクティブスポーツベルト	12,600円	
	<input type="checkbox"/> リアキャストスタビライザー ※座面高・車軸位置の変更に制限があります。	16,500円	
標準装備	レッグパイプカバー / バックガード / レッグベルト	0円	

