

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請		☐ あり ☐ なし	基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム		1種類となります。	¥281,000	①-1
各種寸法選択欄				
フレーム長		50cmとなります。		
シート幅		☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 （バックパイプ外々寸法）		
シート奥行		☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40		
バックサポート高		☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ※34と36は押手中間出し不可		
車軸前後位置		☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 （前出し寸法）		⑧-3
フットサポート・ シート間距離		☐ （ ）cm ※29～35cm ※前座高 42cmの場合、34,35cmは設定不可。		
レッグパイプ絞り		☐ なし（ストレート） ☐ あり（レッグパイプ内々＝シート幅－8cm）		
前座高×後座高		☐ 44×39 ☐ 42×37		
バックサポート		背張り調整（折り返しマジック式張り調整）	¥0	③-2
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール（TW） ☐ 540	¥0	⑧-2
		スピナジー エブリデー 540（ ☐ 黒 ☐ 白）	¥120,000	
		スピナジー SPORT 540（ ☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄）	¥120,000	
		スピナジー ライトエクストリームLight 540（ ☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙）	¥120,000	
		☐ ライトホイール 540	¥130,000	
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000	
	キャンパ角	☐ 3°	¥0	⑧-4
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー		¥0	⑨-1
	☐ タイヤその他（			

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号	
G.押手グリップ	□無し		¥0		
	アール	□標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500		
	□中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）※バックサポート高34・36は不可		¥6,200		
	□直角（押手高：バックサポート高+3cm）				
	□フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200		
H.サイドガード	□樹脂製サイドガード（泥除け付き）※内々寸法：シート幅±0cm		¥0	⑦	
	□無し		¥0		
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm	□フレーム同色 □その他（ ）	¥12,000		
	□カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	⑦	
I.フットサポート	□パイプ式（中折れ）		¥0	⑤-3	
	□両側跳ね上げ式プレート（角度可変）		¥2,500	⑤-1,4,5	
	□中折れ式プレート（角度可変）		¥5,000	⑤-3,4,5	
	□片折れ式プレート※受注生産		¥2,200	⑤-3	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（□28 □29 □30 □31 □32） 跳ね上げ 高さ（□28 □29 □30 □31 □32）	¥12,500	⑥-4,7 ⑥-5,7	
K.その他 オプション	□折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	⑱-2,3	
	□レッグパイプカバー		¥6,400		
	□クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ ）cm×奥行（ ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	⑫-1	
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	□（ ）カタログから選択	¥0		
	塗装 シャイニーカラー	□（ ）カタログから選択			
	カラーアルマイト（艶あり）	□（ ）カタログから選択	¥19,800		
	カラーアルマイト（艶なし）	□（ ）カタログから選択	¥40,000		
	塗装 メタリックカラー	□（ ）カタログから選択	¥5,000		
	塗装 メタリックカラー	□ シャンパンゴールド □ ポリッシュシルバー	¥15,000		
	塗装 キャンディカラー	□（ ）カタログから選択	¥15,000		
	塗装 カドワキ	□（ ）カタログから選択	都度見積		
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトか ら選択 ※艶なし選択時は倍の 価格になります	□キャストフォーク（ ） □キャストケースキャップ（ ）※標準はブラック		¥2,200/箇所		
	□レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック				
	□アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック				
	□NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック				
	□アームサポート（ ）※標準はブラック		¥2,800/箇所		
	□キャストアルミホイール（ ）※標準はシルバー				
	□フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック		¥10,000		
	□NCTブレーキ（ ）※標準はブラック		¥10,000		
□アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム（ ）※標準はシルバー		¥9,200			
背ポケット	ハコ小（□右 □左） □ハコ大	□フタマジック □ファスナー（バイベン）	¥0		
	□ハコ小（左右）	□フタマジック □ファスナー（バイベン）	¥3,000		
	□特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000		

備考