

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム	1種類となります。		¥281,000	①-
各種寸法選択欄				
フレーム長	50cmとなります。			
シート幅	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 （バックパイプ外々寸法）			
シート奥行	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40			
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 ※34と36は押手中間出し不可			
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 （前出し寸法）			⑧-
フットサポート・ シート間距離	<input type="checkbox"/> （ ）cm ※29～35cm ※前座高 42cmの場合、34,35cmは設定不可。			
レグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし（ストレート） <input type="checkbox"/> あり（レグパイプ内々＝シート幅－8cm）			
前座高×後座高	<input type="checkbox"/> 44×39 <input type="checkbox"/> 42×37			
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整（折り返しマジック式張り調整）		¥0	③-
	<input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番（製品名：			

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
G.押手グリップ	<input type="checkbox"/> 無し		¥0	
	アール	<input type="checkbox"/> 標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500	
	<input type="checkbox"/> 中間出し（押手高：バックサポート高-5cm）※バックサポート高34・36は不可		¥6,200	
	<input type="checkbox"/> 直角（押手高：バックサポート高+3cm）			
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200	
H.サイドガード	<input type="checkbox"/> 樹脂製サイドガード（泥除け付き）※内々寸法：シート幅±0cm		¥0	(27)
	<input type="checkbox"/> 無し		¥0	
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm	<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他（ ）	¥12,000	
	<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	(27)
I.フットサポート	<input type="checkbox"/> パイプ式（中折れ）		¥0	(5)-3
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）		¥2,500	(5)-1,4,5
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート（角度可変）		¥5,000	(5)-3,4,5
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート※受注生産		¥2,200	(5)-3
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（ <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32） 跳ね上げ 高さ（ <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32）	¥12,500	(6)-4,7 (6)-5,7
K.その他 オプション	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	(18)-2,3
	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー		¥6,400	
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート奥行き ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	(12)-1
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択		
	カラーアルマイト（艶あり）	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト（艶なし）	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択	¥40,000	
	塗装 メタリックカラー	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー	<input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択	¥15,000	
	塗装 カドワキ	<input type="checkbox"/> （ ）カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格になります	<input type="checkbox"/> キャスタフォーク（ ）※標準はブラック SGフォークは不可		¥2,200/箇所	
	<input type="checkbox"/> キャスタケースキャップ（ ）※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		¥2,800/箇所	
	<input type="checkbox"/> アームサポート（ ）※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> キャスタアルミホイール（ ）※標準はシルバー			
	<input type="checkbox"/> SGホイール（ ）※標準はブラック			
	<input type="checkbox"/> フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック			
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ（ ）※標準はブラック		¥10,000		
<input type="checkbox"/> アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム（ ）※標準はシルバー		¥9,200		
背ポケット	ポケット大	<input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（バイペン）	¥0	
	ポケット小（右）	<input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（バイペン）	¥0	
	ポケット小（左）	<input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（バイペン）	¥0	
	ポケット小（左右）	<input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（バイペン）	¥3,000	
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000	
備考				