

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	1種類となります。		¥281,000	①-1	
各種寸法選択欄					
フレーム長	50cmとなります。				
シート幅	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)				
シート奥行	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40				
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 ※34と36は押手中間出し不可				
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 (前出し寸法)			⑧-3	
フットサポート・ シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※29～35cm ※前座高 42cmの場合、34,35cmは設定不可。				
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内々=シート幅-8cm)				
前座高×後座高	<input type="checkbox"/> 44×39 <input type="checkbox"/> 42×37				
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)		¥0	③-2	
	<input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: 型番: ) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。		都度見積	完成用部品	
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール (TW) <input type="checkbox"/> 540	¥0	⑧-2	
		スピナジー LX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白)	¥120,000		
		スピナジー SLX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄)	¥120,000		
		スピナジー B.LXL 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙)	¥120,000		
		<input type="checkbox"/> ライトホイール 540	¥130,000		
		<input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
	キャンパ角	<input type="checkbox"/> 3°	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー		¥0	⑨-1	
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ( )		都度見積		
C.ハンドリム	アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 2.5 <input type="checkbox"/> 3.0 ) cm		¥0	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレス φ19) 間隔 ( ) cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400	⑪-2,⑫-1	
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000	⑪-3	
	スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm		¥11,000		
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm		¥16,500		
	ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm		¥0		
	チタン長円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000		
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ		¥0	⑦-1	
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ <input type="checkbox"/> PPSブレーキ ( 長 ・ 短 )		¥-10,000		
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可		¥16,000	
		ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm ( <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100	⑩-1
E.キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォークAタイプ		¥0		
	<input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000		
F.キャスタホイール	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション		¥0	⑩-2	
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)		¥10,200		
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)				
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000		
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール		¥4,900		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号
G.押手グリップ	□無し		¥0	
	アール	□標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500	
	□中間出し（押手高：バックサポート高－5cm）※バックサポート高34・36は不可		¥6,200	
	□直角（押手高：バックサポート高+3cm）			
	□フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200	
H.サイドガード	□樹脂製サイドガード（泥除け付き）※内々寸法：シート幅±0cm		¥0	⑳
	□無し		¥0	
	アルミフレーム＋アルミ板（タイヤアール　リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm	□フレーム同色 □その他（　　　　　）	¥12,000	
	□カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可　内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	㉑
I.フットサポート	□パイプ式（中折れ）		¥0	㉒-3
	□両側跳ね上げ式プレート（角度可変）		¥2,500	㉒-1,4,5
	□中折れ式プレート（角度可変）		¥5,000	㉒-3,4,5
	□片折れ式プレート※受注生産		¥2,200	㉒-3
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定　　　高さ（□28　□29　□30　□31　□32） 跳ね上げ　　高さ（□28　□29　□30　□31　□32）	¥12,500	㉒-4,7 ㉒-5,7
K.その他 オプション	□折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	㉒-2,3
	□レッグパイプカバー		¥6,400	
	□クッション　※標準カバーはデニム黒　アルミサイドガード場合の幅はシート幅－2cmで作成します。 厚さ（　　　　　）cm×幅（　シート幅　）cm×奥行（　シート奥行き　）cm オプションカバー色（			