

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	1種類となります。	¥281,000	①-1	
各種寸法選択欄				
フレーム長	50cmとなります。			
シート幅	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)			
シート奥行	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40			
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 ※34と36は押手中間出し不可			
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 (前出し寸法)		⑧-3	
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> () cm ※29~35cm ※前座高 42cmの場合、34,35cmは設定不可。			
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内々=シート幅-8cm)			
前座高×後座高	<input type="checkbox"/> 44×39 <input type="checkbox"/> 42×37			
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)	¥0	③-2	
	<input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: 型番:) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	都度見積	完成用部品	
A.車輪	着脱軸	<input type="checkbox"/> スタンダードホイール (TW) 540	¥0	⑧-2
		<input type="checkbox"/> スピナジー LX 540 (<input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> スピナジー SLX 540 (<input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> スピナジー B.LXL 540 (<input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> ライトホイール 540	¥130,000	
	<input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
キャンパ角	<input type="checkbox"/> 3°	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー	¥0	⑨-1	
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ()	都度見積		
C.ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 () cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥0	⑩-3	
	<input type="checkbox"/> ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 (<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0) cm	¥0		
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 () cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	⑩-3	
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 () cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑩-2,⑩-1	
	<input type="checkbox"/> スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5) cm	¥11,000	⑩-3	
	<input type="checkbox"/> スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5) cm	¥16,500		
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ	¥0	⑦-1	
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ PPSブレーキ (<input type="checkbox"/> 長 <input type="checkbox"/> 短)	¥-10,000		
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm (<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100	⑩-1
		<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000	
E.キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォーク Aタイプ	¥0		
	<input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。	¥4,000		
F.キャスタホイール	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション	¥0	⑩-2	
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900		
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)	¥10,200		
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)	¥11,000		
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ	¥11,000		
<input type="checkbox"/> フロッグレッグスキャスタホイール サイズ () カラー ()	都度見積			
G.押手グリップ	<input type="checkbox"/> 無し	¥0		
	<input type="checkbox"/> アール 標準 (押手高:バックサポート高+6cm)	¥5,500		
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高:バックサポート高-5cm) ※バックサポート高34・36は不可	¥6,200		
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高:バックサポート高+3cm)	¥6,200		
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm)	¥15,200		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号
H.サイドガード	<input type="checkbox"/> 樹脂製サイドガード (泥除け付き) ※内々寸法: シート幅±0cm	¥0	⑦
	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	
	アルミフレーム+アルミ板 (タイヤアール リベット止め) ※サイドガードパイプ内々: シート幅-2cm	¥12,000	
	<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他 ()		
<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード (泥除け付) ※形状変更不可 内々寸法: シート幅±0cm	¥30,800	⑦	
I.フットサポート	<input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ)	¥0	⑤-3
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ※受注生産	¥2,200	⑤-3
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート (角度可変)	¥2,500	⑤-1,4,5
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート (角度可変)	¥5,000	⑤-3,4,5
J.アームサポート	NCTアームサポート		
	固定 高さ (□28 □29 □30 □31 □32) 跳ね上げ 高さ (□28 □29 □30 □31 □32)	¥12,500	⑥-4,7 ⑥-5,7
K.その他 オプション	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー	¥6,400	
	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止 (ヤマハ)	¥25,100	⑱-2,3
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはベッチン黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ () cm×幅 (シート幅) cm×奥行 (シート奥行き) cm オプションカバー色 ()	都度見積	⑫-1
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥15,000	
	カラーアルマイト (艶あり) <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト (艶なし) <input type="checkbox"/> () カタログから選択	¥40,000	
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> () カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格になります	<input type="checkbox"/> キャストフォーク () ※標準はブラック SGフォークは不可		
	<input type="checkbox"/> キャストケースキャップ () ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> レッグパイプランプ (レッグパイプ下部) () ※標準はブラック	¥2,200/箇所	
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー () ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー () ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アームサポート () ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> キャストアルミホイール () ※標準はシルバー	¥2,800/箇所	
	<input type="checkbox"/> SGホイール () ※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム () ※標準はシルバー	¥9,200	
	<input type="checkbox"/> フットサポート (ポスト含む) () ※標準はブラック	¥10,000	
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ () ※標準はブラック	¥10,000	
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX ハブ ※艶なし同価格			
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX リム ※艶なし同価格	¥42,000/箇所		
背ポケット	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥0	
	ポケット小 (右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥0	
	ポケット小 (左) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥0	
	ポケット小 (左右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥3,000	
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅 () cm×高さ () cm×マチ () cm	¥5,000	
備考			