

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	1種類となります。	¥281,000	①-1	
各種寸法選択欄				
フレーム長	50cmとなります。			
シート幅	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外々寸法)			
シート奥行	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40			
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 ※34と36は押手中間出し不可			
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 (前出し寸法)		⑧-3	
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※29~35cm ※前座高42cmの場合、34,35cmは設定不可。			
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内々=シート幅-8cm)			
前座高×後座高	<input type="checkbox"/> 44×39 <input type="checkbox"/> 42×37 ※フロッグレッグスキャスタホイール選択時42×37は設定不可			
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整) <input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: 型番: ) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	¥0	③-2	
A.車輪	着脱軸	<input type="checkbox"/> スタンダードホイール (TW) 540 ※ハードアルマイトハンドリム設定不可	¥0	⑧-2
		<input type="checkbox"/> スピナジー LX 540 (□黒 □白)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> スピナジー SLX 540 (□黒 □青 □黄)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> スピナジー B.LXL 540 (□黒 □白 □赤 □橙)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> ライトホイール 540	¥130,000	
	<input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
キャンバ角	<input type="checkbox"/> 3°	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー <input type="checkbox"/> タイヤその他 ( )	¥0	⑨-1	
C.ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥0	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm	¥0		
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 ( ) cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑪-2,⑫-1	
	<input type="checkbox"/> スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥11,000	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥16,500		
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ	¥0	⑦-1	
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ PPSブレーキ ( □長 □短 )	¥-10,000		
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> ブレーキ延長レバー □+10cm □+18cm (□右 □左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100	③-1
		<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000	
E.キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォーク Aタイプ <input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。	¥0 ¥4,000		
F.キャスタホイール	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション	¥0	⑩-2	
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900		
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)	¥10,200		
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)			
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ	¥11,000		
	<input type="checkbox"/> フロッグレッグスキャスタホイール サイズ ( ) カラー ( ) ※3インチは不可	都度見積		
G.押手グリップ	<input type="checkbox"/> 無し	¥0		
	<input type="checkbox"/> アール 標準 (押手高:バックサポート高+6cm)	¥5,500		
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高:バックサポート高-5cm) ※バックサポート高34・36は不可	¥6,200		
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高:バックサポート高+3cm)			
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高:バックサポート高+2cm)	¥15,200		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号
<b>H.サイドガード</b>	<input type="checkbox"/> 樹脂製サイドガード (泥除け付き) ※内々寸法: シート幅±0cm	¥0	⑦
	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	/
	アルミフレーム+アルミ板 (タイヤアル リベット止め) ※サイドガードパイプ内々: シート幅-2cm	¥12,000	/
	<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他 ( )	¥30,800	⑦
<b>I.フットサポート</b>	<input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ)	¥0	⑤-3
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ※受注生産	¥2,200	⑤-3
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート (角度可変)	¥2,500	⑤-1,4,5
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート (角度可変)	¥5,000	⑤-3,4,5
<b>J.アームサポート</b>	NCTアームサポート	¥12,500	⑥-4,7
	固定 高さ (□28 □29 □30 □31 □32) 跳ね上げ 高さ (□28 □29 □30 □31 □32)		⑥-5,7
<b>K.その他 オプション</b>	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー	¥6,400	/
	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止 (ヤマハ)	¥25,100	⑧-2,3
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはベッチン黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ ( ) cm × 幅 ( シート幅 ) cm × 奥行 ( シート奥行き ) cm オプションカバー色 ( )	都度見積	⑩-1
<b>フレームカラー</b> ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥0	/
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択		/
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥5,000	/
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000	/
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥15,000	/
	カラーアルマイト (艶あり) <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥19,800	/
	カラーアルマイト (艶なし) <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥40,000	/
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	都度見積	/
<b>個別パーツカラー</b> ※NACTUS 専用カタログ参照  ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格に なります	<input type="checkbox"/> キャストフォーク ( ) ※標準はブラック SGフォークは不可		/
	<input type="checkbox"/> キャストケースキャップ ( ) ※標準はブラック		/
	<input type="checkbox"/> レッグパイプクランプ (レッグパイプ下端部) ( ) ※標準はブラック	¥2,200/箇所	/
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー ( ) ※標準はブラック		/
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー ( ) ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		/
	<input type="checkbox"/> アームサポート ( ) ※標準はブラック		/
	<input type="checkbox"/> キャストアルミホイール ( ) ※標準はシルバー	¥2,800/箇所	/
	<input type="checkbox"/> SGホイール ( ) ※標準はブラック		/
	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム ( ) ※標準はシルバー	¥9,200	/
	<input type="checkbox"/> フットサポート (ポスト含む) ( ) ※標準はブラック	¥10,000	/
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ( ) ※標準はブラック	¥10,000	/	
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX ハブ ※艶なし同価格		/	
<input type="checkbox"/> スピナジー LX/SLX リム ※艶なし同価格	¥42,000/箇所	/	
<b>背ポケット</b>	ポケットなし <input type="checkbox"/> ※なしの場合でも√をお願いします。	¥0	/
	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥0	/
	ポケット小 (右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥0	/
	ポケット小 (左) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥0	/
	ポケット小 (左右) <input type="checkbox"/> フタマジック (箱) <input type="checkbox"/> ファスナー (パイベン)	¥3,000	/
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅 ( ) cm × 高さ ( ) cm × マチ ( ) cm	¥5,000	/
	備考		