

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格	補装具制度 加算番号	
フレーム	1種類となります。	¥281,000	①-1	
各種寸法選択欄				
フレーム長	50cmとなります。			
シート幅	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 (バックパイプ外寸法)			
シート奥行	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40			
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 ※34と36は押手中間出し不可			
車軸前後位置	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 (前出し寸法)		⑧-3	
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※29~35cm ※前座高42cmの場合、34,35cmは設定不可。			
レッグパイプ絞り	<input type="checkbox"/> なし (ストレート) <input type="checkbox"/> あり (レッグパイプ内タ=シート幅-8cm)			
前座高×後座高	<input type="checkbox"/> 44×39 <input type="checkbox"/> 42×37 ※フロッグレッグスキャスタホイール選択時42×37は設定不可			
バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整) <input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: 型番: ) <input type="checkbox"/> 日進にて手配 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。	¥0	③-2	
A.車輪	着脱軸	<input type="checkbox"/> スタンダードホイール (TW) 540 ※ハードアルマイトハンドリム設定不可	¥0	⑧-2
		<input type="checkbox"/> スピナジー LX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> スピナジー SLX 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 青 <input type="checkbox"/> 黄)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> スピナジー B.LXL 540 ( <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙)	¥120,000	
		<input type="checkbox"/> ライトホイール 540	¥130,000	
	<input type="checkbox"/> ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
キャンバ角	<input type="checkbox"/> 3°	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	<input type="checkbox"/> タイヤ ニュートロングレー	¥0	⑨-1	
	<input type="checkbox"/> タイヤその他 ( )	都度見積		
C.ハンドリム	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥0	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 <input type="checkbox"/> 2.0 ) cm	¥0		
	<input type="checkbox"/> ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 ( ) cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ	¥11,000	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> ピニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 ( ) cm ※間隔0.5cmピッチ	¥15,400	⑪-2,⑫-1	
	<input type="checkbox"/> スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥11,000	⑪-3	
	<input type="checkbox"/> スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 ( <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 1.5 ) cm	¥16,500		
D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ	¥0	⑦-1	
	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ PPSブレーキ ( <input type="checkbox"/> 長 <input type="checkbox"/> 短 )	¥-10,000		
	追加ユニット	<input type="checkbox"/> ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm ( <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100	③-1
		<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000	
E.キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> EVOフォーク Aタイプ	¥0		
	<input type="checkbox"/> SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。	¥4,000		
F.キャスタホイール	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション	¥0	⑩-2	
	<input type="checkbox"/> 4"ライトニングホイール	¥4,900		
	<input type="checkbox"/> 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)	¥10,200		
	<input type="checkbox"/> 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)			
	<input type="checkbox"/> 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ	¥11,000		
	<input type="checkbox"/> フロッグレッグスキャスタホイール サイズ ( ) カラー ( ) ※3インチは不可	都度見積		
G.押手グリップ	<input type="checkbox"/> 無し	¥0		
	<input type="checkbox"/> アール 標準 (押手高: バックサポート高+6cm)	¥5,500		
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高: バックサポート高-5cm) ※バックサポート高34・36は不可	¥6,200		
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高: バックサポート高+3cm)			
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高: バックサポート高+2cm)	¥15,200		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

		基本価格	補装具制度 加算番号
<b>H.サイドガード</b>	<input type="checkbox"/> 樹脂製サイドガード（泥除け付き）※内々寸法：シート幅±0cm	¥0	⑳
	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	/
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm	¥12,000	/
	<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他（                    ）		
<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm	¥30,800	㉑	
<b>I.フットサポート</b>	<input type="checkbox"/> パイプ式（中折れ）	¥0	㉒-3
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ※受注生産	¥2,200	㉒-3
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）	¥2,500	㉒-1,4,5
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート（角度可変）	¥5,000	㉒-3,4,5
<b>J.アームサポート</b>	NCTアームサポート	¥12,500	㉓-4,7
	固定           高さ（□28 □29 □30 □31 □32） 跳ね上げ       高さ（□28 □29 □30 □31 □32）		㉓-5,7
<b>K.その他 オプション</b>	<input type="checkbox"/> レッグパイプカバー	¥6,400	/
	<input type="checkbox"/> 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）	¥25,100	㉔-2,3
	<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはベッチン黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（                    ）cm×幅（                    ）cm×奥行（                    ）cm オプションカバー色（                    ）	都度見積	㉔-1
<b>フレームカラー</b> ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択	¥0	
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択	¥5,000	
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000	
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択	¥15,000	
	カラーアルマイト（艶あり） <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択	¥19,800	
	カラーアルマイト（艶なし） <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択	¥40,000	
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> （                    ）カタログから選択	都度見積	
<b>個別パーツカラー</b> ※NACTUS 専用カタログ参照  ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格に なります	<input type="checkbox"/> キャストフォーク（                    ）※標準はブラック SGフォークは不可		
	<input type="checkbox"/> キャストケースキャップ（                    ）※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（                    ）※標準はブラック	¥2,200/箇所	
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー（                    ）※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー（                    ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アームサポート（                    ）※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> キャストアルミホイール（                    ）※標準はシルバー	¥2,800/箇所	
	<input type="checkbox"/> SGホイール（                    ）※標準はブラック		
	<input type="checkbox"/> アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム（                    ）※標準はシルバー	¥9,200	
	<input type="checkbox"/> フットサポート（ポスト含む）（                    ）※標準はブラック	¥10,000	
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ（                    ）※標準はブラック	¥10,000		
<input type="checkbox"/> スピナジー-LX/SLX ハブ ※艶なし同価格			
<input type="checkbox"/> スピナジー-LX/SLX リム ※艶なし同価格	¥42,000/箇所		
<b>背ポケット</b>	ポケットなし <input type="checkbox"/> ※なしの場合でも✓をお願いします。	¥0	
	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（パイベン）	¥0	
	ポケット小（右） <input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（パイベン）	¥0	
	ポケット小（左） <input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（パイベン）	¥0	
	ポケット小（左右） <input type="checkbox"/> フタマジック（箱） <input type="checkbox"/> ファスナー（パイベン）	¥3,000	
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅（                    ）cm×高さ（                    ）cm×マチ（                    ）cm	¥5,000	
備考			