

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請			☐ あり ☐ なし	基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム			1種類となります。	¥281,000	①-1
各種寸法選択欄					
フレーム長			50cmとなります。		
シート幅			☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 (バックパイプ外々寸法)		
シート奥行			☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40		
バックサポート高			☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ※34と36は押手中間出し不可		
車軸前後位置			☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 (前出し寸法)		⑧-3
フットサポート・シート間距離			☐ () cm ※29～35cm ※前座高 42cmの場合、34,35cmは設定不可。		
レッグパイプ絞り			☐ なし (ストレート) ☐ あり (レッグパイプ内々=シート幅－8cm)		
前座高×後座高			☐ 44×39 ☐ 42×37 ※フロッグレッグスキャスタホイール選択時42×37は設定不可		
バックサポート			☐ 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)	¥0	③-2
			☐ ハードバック 製品名及び型番 (製品名: 型番:)	都度見積	完成用部品
			☐ 日進にて手配 ☐ 販売店様にて手配 ※ハードバック選択時は背シートの付属はございません。		
A.車輪	着脱軸	☐ スタンダードホイール (TW) 540 ※ハードアルマイトハンドリム設定不可	¥0	¥142,300	⑧-2
		☐ スピナジー LX 540 (☐ 黒 ☐ 白)			
		☐ スピナジー SLX 540 (☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄)			
		☐ スピナジー B.LXL 540 (☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙)			
		☐ ライトホイール 540	¥130,000		
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000		
	キャンバ角	☐ 3°	¥0	⑧-4	
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー		¥0	⑨-1	
	☐ タイヤその他 ()		都度見積		
C.ハンドリム	☐ アルミハンドリム (標準) φ19 シルバー 間隔 () cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥0	⑪-3	
	☐ ミズノフルカーボンホイール専用 φ19 間隔 (☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0) cm		¥0		
	☐ ハードアルマイト (アルミ) φ19 間隔 () cm ※0.5～3.0cm 0.5cmピッチ		¥22,000	⑪-3	
	☐ ビニールコーティング (ステンレスφ19) 間隔 () cm ※間隔0.5cmピッチ		¥22,000	⑪-2,⑫-1	
	☐ スピナジー専用 ハードアルマイト φ19 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5) cm		¥14,140	⑪-3	
	☐ スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5) cm		¥16,500		
	☐ チタン長円ハンドリム 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.5) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000		
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0	⑦-1	
	☐ PD4ブレーキ PPSブレーキ (☐ 長 ☐ 短)		¥-10,000		
	追加ユニット	☐ ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm (☐ 右 ☐ 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分		¥1,100	③-1
		☐ DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可		¥16,000	
E.キャスタフォーク	☐ EVOフォーク Aタイプ		¥0		
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000		
F.キャスタホイール	☐ 4"幅広クッション		¥0	⑩-2	
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900		
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)		¥10,200		
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)				
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000		
	☐ フロッグレッグスキャスタホイール サイズ () カラー () ※3インチは不可		都度見積		
G.押手グリップ	☐ 無し		¥0		
	☐ アール	標準 (押手高: バックサポート高+6cm)	¥5,500		
	☐ 中間出し (押手高: バックサポート高－5cm) ※バックサポート高34・36は不可		¥6,200		
	☐ 直角 (押手高: バックサポート高+3cm)				
	☐ フォールディンググリップ (押手高: バックサポート高+2cm)		¥15,200		

貴社名	ユーザー名
-----	-------

				基本価格	補装具制度 加算番号	
H.サイドガード	☐ 樹脂製サイドガード（泥除け付き）※内々寸法：シート幅±0cm			¥0	㉔	
	☐ 無し			¥0		
	アルミフレーム+アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm		☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）	¥12,000		
	☐ カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm			¥30,800	㉔	
I.フットサポート	☐ パイプ式（中折れ）			¥0	⑤-3	
	☐ 片折れ式プレート ※受注生産			¥2,200	⑤-3	
	☐ 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）			¥2,500	⑤-1,4,5	
	☐ 中折れ式プレート（角度可変）			¥5,000	⑤-3,4,5	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32） 跳ね上げ 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）	¥12,500	⑥-4,7 ⑥-5,7		
K.その他 オプション	☐ レッグパイプカバー			¥6,400		
	☐ 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）			¥25,100	⑩-2,3	
	☐ クッション ※標準カバーはベッチン黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅-2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート奥行き ）cm オプションカバー色（ ）			都度見積	⑫-1	
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥0			
	塗装 シャイニーカラー	☐ （ ）カタログから選択				
	塗装 メタリックカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥5,000			
	塗装 メタリックカラー	☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000			
	塗装 キャンディカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥15,000			
	カラーアルマイト（艶あり）	☐ （ ）カタログから選択	¥19,800			
	カラーアルマイト（艶なし）	☐ （ ）カタログから選択	¥40,000			
	塗装 カドワキ	☐ （ ）カタログから選択	都度見積			
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格に なります	☐ キャストフォーク（ ）※標準はブラック SGフォークは不可 ☐ キャストケースキャップ（ ）※標準はブラック ☐ レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック ☐ アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック ☐ NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック			¥2,200/箇所		
	☐ アームサポート（ ）※標準はブラック ☐ キャストアルミホイール（ ）※標準はシルバー ☐ SGホイール（ ）※標準はブラック			¥2,800/箇所		
	☐ アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム （ ）※標準はシルバー			¥9,200		
	☐ フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック			¥10,000		
	☐ NCTブレーキ （ ）※標準はブラック			¥10,000		
	☐ スピナジー LX/SLX ハブ ※艶なし同価格			¥42,000/箇所		
	☐ スピナジー LX/SLX リム ※艶なし同価格					
	背ポケット	ポケットなし	☐ ※なしの場合でも✓をお願いします。		¥0	
		ポケット大	☐ フタマジック（箱） ☐ ファスナー（パイペン）		¥0	
		ポケット小（右）	☐ フタマジック（箱） ☐ ファスナー（パイペン）		¥0	
		ポケット小（左）	☐ フタマジック（箱） ☐ ファスナー（パイペン）		¥0	
ポケット小（左右）		☐ フタマジック（箱） ☐ ファスナー（パイペン）		¥3,000		
☐ 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm			¥5,000			
備考						