

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	☐ あり ☐ なし	基本価格	補装具制度 加算番号
フレーム	1種類となります。	¥281,000	①-1
各種寸法選択欄			
フレーム長	50cmとなります。		
シート幅	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 (バックパイプ外々寸法)		
シート奥行	☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40		
バックサポート高	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ※34と36は押手中間出し不可		
車軸前後位置	☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 (前出し寸法)		⑧-3
フットサポート・ シート間距離	☐ () cm ※29~35cm ※前座高 42cmの場合、34,35cmは設定不可。		
レッグパイプ絞り	☐ あり (レッグパイプ内々=シート幅-8cm) ☐ ストレート		
前座高×後座高	☐ 44×39 ☐ 42×37		
バックサポート	背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)	¥0	③-2
A.車輪	着脱軸	スタンダードホイール (TW) ☐ 540	¥0
		スピナジー エブリデー 540 (☐ 黒 ☐ 白)	¥120,000
		スピナジー SPORT 540 (☐ 黒 ☐ 青 ☐ 黄)	¥120,000
		スピナジー ライトエクストリームLight 540 (☐ 黒 ☐ 白 ☐ 赤 ☐ 橙)	¥120,000
		☐ ライトホイール 540	¥130,000
		☐ ミズノ フルカーボンホイール 540 ※専用ハンドリム込み	¥180,000
	キャンパ角	☐ 3°	¥0 ⑧-4
B.タイヤ	☐ タイヤ ニュートロングレー		¥0 ⑨-1
	☐ タイヤその他 ()		都度見積
C.ハンドリム	アルミハンドリム (標準) ϕ 19 シルバー 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0 ☐ 2.5 ☐ 3.0) cm		¥0 ⑪-3
	☐ ビニールコーティング (ステンレス ϕ 19) 間隔 () cm ※間隔0.5cmピッチ		¥15,400 ⑪-2,⑫-1
	☐ ハードアルマイト (アルミ) ϕ 19 間隔 () cm ※0.5~3.0cm 0.5cmピッチ		¥11,000
	スピナジー専用 ハードアルマイト ϕ 19 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5) cm		¥11,000 ⑪-3
	スピナジー専用 楕円ハンドリム 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5) cm		¥16,500
	ミズノフルカーボンホイール専用 ϕ 19 間隔 (☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0) cm		¥0
	チタン長円ハンドリム 間隔 (☐ 0.5 ☐ 1.5) cm ※スピナジー540/ライトホイール専用		¥55,000
D.ブレーキ	☐ NCTブレーキ		¥0
	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ (長 ・ 短)		¥-10,000 ⑦-1
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可	¥16,000
		ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm (☐ 右 ☐ 左) ※PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100 ⑬-1
E.キャスタフォーク	☐ EVOフォークAタイプ		¥0
	☐ SGフォーク ※SGフォーク選択時はSGホイールとなります。		¥4,000
F.キャスタホイール	☐ 4"幅広クッション		¥0
	☐ 4"クッション アルミキャスタホイール (シルバー)		¥10,200
	☐ 4"幅広クッション アルミキャスタホイール (シルバー)		
	☐ 4"SGホイール ※SGフォーク選択時のみ		¥11,000
	☐ 4"ライトニングホイール		¥4,900

貴社名	ユーザー名
-----	-------

			基本価格	補装具制度 加算番号	
G.押手グリップ	☐ 無し		¥0		
	アール	☐ 標準（押手高：バックサポート高+6cm）	¥5,500		
	☐ 中間出し（押手高：バックサポート高－5cm）※バックサポート高34・36は不可		¥6,200		
	☐ 直角（押手高：バックサポート高+3cm）				
	☐ フォールディンググリップ（押手高：バックサポート高+2cm）		¥15,200		
H.サイドガード	☐ 樹脂製サイドガード（泥除け付き）※内々寸法：シート幅±0cm		¥0	㉔	
	☐ 無し		¥0		
	アルミフレーム＋アルミ板（タイヤアール リベット止め） ※サイドガードパイプ内々：シート幅-2cm	☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）	¥12,000		
	☐ カーボンサイドガード（泥除け付）※形状変更不可 内々寸法：シート幅±0cm		¥30,800	㉔	
I.フットサポート	☐ パイプ式（中折れ）		¥0	㉕-3	
	☐ 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）		¥2,500	㉕-1,4,5	
	☐ 中折れ式プレート（角度可変）		¥5,000	㉕-3,4,5	
	☐ 片折れ式プレート※受注生産		¥2,200	㉕-3	
J.アームサポート	NCTアームサポート	固定 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32） 跳ね上げ 高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32）	¥12,500	㉖-4,7 ㉖-5,7	
K.その他 オプション	☐ 折りたたみ式転倒防止（ヤマハ）		¥25,100	㉗-2,3	
	☐ レッグパイプカバー		¥6,400		
	☐ クッション ※標準カバーはデニム黒 アルミサイドガード場合の幅はシート幅－2cmで作成します。 厚さ（ ）cm×幅（ シート幅 ）cm×奥行（ シート奥行き ）cm オプションカバー色（ ）		都度見積	㉘-1	
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥0		
	塗装 シャイニーカラー	☐ （ ）カタログから選択			
	カラーアルマイト（艶あり）	☐ （ ）カタログから選択	¥19,800		
	カラーアルマイト（艶なし）	☐ （ ）カタログから選択	¥40,000		
	塗装 メタリックカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥5,000		
	塗装 メタリックカラー	☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000		
	塗装 キャンディカラー	☐ （ ）カタログから選択	¥15,000		
	塗装 カドワキ	☐ （ ）カタログから選択	都度見積		
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の 価格になります	☐ キャストフォーク（ ） ☐ キャストケースキャップ（ ）※標準はブラック		¥2,200/箇所		
	☐ レッグパイプクランプ（レッグパイプ下端部）（ ）※標準はブラック				
	☐ アームサポートホルダー（ ）※標準はブラック				
	☐ NCTブレーキステー（ ）※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック				
	☐ アームサポート（ ）※標準はブラック		¥2,800/箇所		
	☐ キャストアルミホイール（ ）※標準はシルバー				
	☐ フットサポート（ポスト含む）（ ）※標準はブラック				¥10,000
	☐ NCTブレーキ （ ）※標準はブラック				¥10,000
☐ アルミハンドリム/スピナジー用楕円ハンドリム （ ）※標準はシルバー		¥9,200			
背ポケット	ハコ小（ ☐ 右 ☐ 左） ☐ ハコ大	☐ フタマジック ☐ ファスナー（バイベン）	¥0		
	☐ ハコ小（左右）	☐ フタマジック ☐ ファスナー（バイベン）	¥3,000		
	☐ 特ポケット寸法指定 幅（ ）cm×高さ（ ）cm×マチ（ ）cm		¥5,000		
備考					