

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

補装具申請	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	基本価格
フレーム	<input type="checkbox"/> Urban (レッグパイプ フラットタイプ)	¥202,700
	<input type="checkbox"/> UP (レッグパイプ アップタイプ) ※H,K 注記あり	¥202,700
	<input type="checkbox"/> SW (レッグパイプ スイングイン・アウトタイプ) ※D,H,I,K 注記あり	¥217,800
フレーム長	<input type="checkbox"/> スタンダードフレーム (フレーム長: 47cm) <input type="checkbox"/> ロングフレーム (フレーム長: 52cm)	
シート幅 (サイドガードパイプ内寸法)	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 ※エックス・キャスト部に補強が入ります。	¥6,270
シート奥行	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 ※ <input type="checkbox"/> 40 ※ <input type="checkbox"/> 42 ※スタンダードフレームは不可	
バックサポート高	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	
	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 ※パイプを延長し、ベルトが1本追加されます。	¥4,400
フットサポート・シート間距離	<input type="checkbox"/> ( ) cm ※30~40cm 前座高により高さが確保できない場合は近似値で出荷いたします。	

前座高×後座高寸法設定表 希望寸法の○を塗りつぶしてください。 ※仕様により多少の誤差が生じる場合があります。

前座高×後座高 ※横軸：前座高 縦軸：後座高	後座	前座	41	42	43	44	45
	36		○	○	△ ※3		
	37		○	○	○	△ ※3	
	38		○	○	○	○	△ ※3
	39		△ ※2	○	○	○	○
	40 ※1		○	△ ※2	○	○	○
41 ※1			○	△ ※2	○	○	
※1 22インチ設定不可 ※2 シート奥行40・42cmは設定不可 ※3 シート奥行34・40cmは設定不可、ロングフレーム選択時シート奥行36・38cmは設定不可							

バックサポート	<input type="checkbox"/> 背張り調整 (折り返しマジック式張り調整)	¥0
	<input type="checkbox"/> ハードバック 製品名及び型番 (製品名: 型番: ) <input type="checkbox"/> 日進にて手配・取付 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配・日進へ支給 <input type="checkbox"/> 販売店様にて手配・取付	都度見積

D.ブレーキ	<input type="checkbox"/> PD4ブレーキ <input type="checkbox"/> PPSブレーキ (長・短) ※SWは不可	¥0
	<input type="checkbox"/> PDAブレーキ ※レバートップがシートサイドパイプ上面から約3cm出ます	¥12,000
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ※SWは不可	¥16,000
追加ユニット	<input type="checkbox"/> DAアジャスタブル (ブレーキ前後位置調整ユニット) ※PPSは不可 ブレーキ延長レバー <input type="checkbox"/> +10cm <input type="checkbox"/> +18cm (□右 □左) ※PDA、PPSのみ取付可 ※価格1本分	¥1,100

E.キャストフォーク	EVOフォークBタイプとなります。	
------------	-------------------	--

F.キャストホイール	5"クッションとなります。	
------------	---------------	--

G.押手グリップ ※押手高は後座高の 設定により1cm程度の誤差が 発生する場合がございます。	<input type="checkbox"/> 無し	¥0	
	アール	<input type="checkbox"/> 標準 (押手高: 後座高+バックサポート高+6cm) <input type="checkbox"/> 押手高指定 (□83 □90 □97) ※後座高+バックサポート高+6cm以上必要	¥4,900
	アール 背折れ付き ※バックサポート高30,32不可	<input type="checkbox"/> 標準 (押手高: 後座高+バックサポート高+6cm) <input type="checkbox"/> 押手高指定 (□83 □90 □97) ※後座高+バックサポート高+6cm以上必要	¥13,900
	<input type="checkbox"/> 中間出し (押手高: 後座高+バックサポート高-5cm) ※バックサポート高30・32cmは不可		¥5,900
	<input type="checkbox"/> 直角 (押手高: 後座高+バックサポート高+3cm)		
	<input type="checkbox"/> フォールディンググリップ (押手高: 後座高+バックサポート高+2cm) ※バックサポート高34cm以下は設定不可、介助用ブレーキ・介助用コントローラーの設定不可		¥15,200

H.サイドガード ※サイドガードパイプ内々: シート幅±0cm	アルミフレーム+アルミ板	タイヤアール(H24xL30)	<input type="checkbox"/> 布(NM-8)	¥0
	(布の場合はアルミフレームのみ となります。)	アールデスク(H24xL38)	<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他 ( )	¥12,000
		※UP・SWスタンダード不可	<input type="checkbox"/> 布(NM-8)	¥0
			<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他 ( )	¥12,000

I.フットサポート	<input type="checkbox"/> パイプ式 (中折れ) ※SWは不可	¥0
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式プレート (角度可変) ※ベース部に中折れ補強が入ります。	¥2,500
	<input type="checkbox"/> 中折れ式プレート (角度可変) ※SWは不可	¥5,000
	<input type="checkbox"/> 片折れ式プレート ※SWは不可、受注生産	¥2,200

J.アームサポート	NCTアームサポート	<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 跳ね上げ ※バッテリー一体型選択時は右アーム跳ね上げ不可	¥12,500
		高さ (□28 □29 □30 ※□31 ※□32) ※背折れ且つ背高34以下は設定不可	
		※スライドブラケット・テーブル受け金具付きの場合、パイプ形状異なります。	

貴社名		ユーザー名		
				基本価格
<b>電動ユニット：JWG-1</b> (リチウムイオンバッテリー標準)	バッテリー固定方法	<input type="checkbox"/> 一体型 (補装具申請分は▲3,600円) <input type="checkbox"/> 分離型(バックタイプ) (補装具申請分は▲3,600円)		¥437,800 ¥492,800
	車輪径	<input type="checkbox"/> 22インチ <input type="checkbox"/> 24インチ		¥0
	最高速度設定	<input type="checkbox"/> 4.5km		¥0
		<input type="checkbox"/> 6km ※最高速度変更加算あり		¥1,100
	クラッチレバー	<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左		¥0
	自走用操作部	<input type="checkbox"/> 標準・バーハンドル ※SWフレーム選択時は設定不可		¥0
		<input type="checkbox"/> スライドブラケット ※パイプアームサポートに取付けます ※NCTアームサポートのPVCグリップがフォームグリップへ変更となります		¥11,000
	ジョイスティックノブ	<input type="checkbox"/> ( )		都度見積
	操作部位置	<input type="checkbox"/> 右操作 <input type="checkbox"/> 左操作		¥0
	【標準装備】 リチウムイオンバッテリー 充電器 転倒防止バー	<input type="checkbox"/> 介助用操作部 ※介助用ブレーキは含まれておりません		¥62,370
		<input type="checkbox"/> 介助用ブレーキ		¥25,630
		<input type="checkbox"/> ノーバンクタイヤ <input type="checkbox"/> 22インチ <input type="checkbox"/> 24インチ		¥60,500
		<input type="checkbox"/> トグルスイッチセット		¥10,120
スポークカバー <input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアブラック <input type="checkbox"/> カーボン		価格表参照		
<input type="checkbox"/> ソフトコーティングハンドリム		¥28,800		
<input type="checkbox"/> ステッキホルダー(ヤマハ)		¥4,000		
K.その他 オプション	<input type="checkbox"/> KF-7 / KF-7BM 杖入れ【 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 小】 ※取り付けフレーム(黒)が追加になります		¥6,800	
	<input type="checkbox"/> KF-3泥除け	<input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 銀		¥11,000
		<input type="checkbox"/> フレーム同色 <input type="checkbox"/> その他( )		都度見積
	<input type="checkbox"/> レグパイプカバー ※SW選択時は不可		¥6,400	
	テーブル (前後スライド式)	<input type="checkbox"/> テーブル種類( )		都度見積
		<input type="checkbox"/> 受け金具・スライド棒セットのみ ※NCTアームサポートのPVCグリップがフォームグリップへ変更となります		¥4,400
<input type="checkbox"/> クッション ※標準カバーはデニム黒 UPの場合の幅はシート幅 - 5cmで作成します。 厚さ( )cm×幅(シート幅)cm×奥行(シート奥行き)cm オプションカバー色( )		都度見積		
フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥0		
	塗装 シャイニーカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥0		
	カラーアルマイト(艶あり) <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥19,800		
	カラーアルマイト(艶なし) <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥40,000		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥5,000		
	塗装 メタリックカラー <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ポリッシュシルバー	¥15,000		
	塗装 キャンディカラー <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	¥15,000		
	塗装 カドワキ <input type="checkbox"/> ( ) カタログから選択	都度見積		
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照  ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格になります	<input type="checkbox"/> キャストフォーク ( ) ※標準はブラック		¥2,200	
	<input type="checkbox"/> キャストケースキャップ ( ) ※標準はブラック		¥2,200	
	<input type="checkbox"/> アームサポートホルダー ( ) ※標準はブラック		¥2,200	
	<input type="checkbox"/> NCTブレーキステー ( ) ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		¥2,200	
	<input type="checkbox"/> アームサポート ( ) ※標準はブラック		¥2,800	
	<input type="checkbox"/> フットサポート(ポスト含む) ( ) ※標準はブラック		¥10,000	
<input type="checkbox"/> NCTブレーキ ( ) ※標準はブラック		¥10,000		
背ポケット	ポケット大 <input type="checkbox"/> フタマジック(箱) <input type="checkbox"/> ファスナー(バイベン)	¥0		
	ポケット小 <input type="checkbox"/> (右) <input type="checkbox"/> (左) <input type="checkbox"/> フタマジック(箱) <input type="checkbox"/> ファスナー(バイベン)	¥0		
	ポケット小(左右) <input type="checkbox"/> フタマジック(箱) <input type="checkbox"/> ファスナー(バイベン)	¥3,000		
	<input type="checkbox"/> 特ポケット寸法指定 幅( )cm×高さ( )cm×マチ( )cm	¥5,000		
備考				