

(1/2枚)

貴社名	ユーザー名	金額
ご担当者	直送先	

2026-07改訂

補装具申請	☐ あり ☐ なし						基本価格
フレーム	☐ Urban（レッグパイプ フラットタイプ）						¥202,700
	☐ UP（レッグパイプ アップタイプ） ※H,K 注記あり						¥202,700
	☐ SW（レッグパイプ スインギン・アウトタイプ） ※D,H,I,K 注記あり						¥217,800
フレーム長	☐ スタンダードフレーム（フレーム長：47cm） ☐ ロングフレーム（フレーム長：52cm）						
シート幅 （サイドガードパイプ内寸法）	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40						
	☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ※エックス・キャスタ部に補強が入ります。						¥6,270
シート奥行	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ※ ☐ 40 ※ ☐ 42 ※スタンダードフレームは不可						
バックサポート高	☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40						
	☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ※パイプを延長し、ベルトが1本追加されます。						¥4,400
フットサポート・ シート間距離	☐ （ ）cm ※30～40cm 前座高により高さが確保できない場合は近似値で出荷いたします。						
前座高×後座高寸法設定表 希望寸法の○を塗りつぶしてください。 ※仕様により多少の誤差が生じる場合があります。							
前座高×後座高 ※横軸：前座高 縦軸：後座高	前座 後座	41	42	43	44	45	
	36	○	○	△ ※4			
	37※1	○	○	○	△ ※4		
	38 ※2	○	○	○	○	△ ※4	
	39 ※2	△ ※3	○	○	○	○	
	※1 22インチ スポーティタイヤは設定不可 ※2 22インチは設定不可 ※3 ロングフレーム選択時シート奥行40・42cmは設定不可 ※4 シート奥行34・40cmは設定不可 ロングフレーム選択時シート奥行36・38cmは設定不可						
バックサポート	☐ 背張り調整（折り返しマジック式張り調整）						¥0
	☐ ハードバック 製品名及び型番（製品名： 型番： ）						都度見積
	☐ 日進にて手配・取付 ☐ 販売店様にて手配・日進へ支給 ☐ 販売店様にて手配・取付						
D.ブレーキ	☐ PD4ブレーキ ☐ PPSブレーキ（ 長 ・ 短 ）※SWは不可						¥0
	☐ PDAブレーキ ※レバートップがシートサイドパイプ上面から約3cm出ます						
	☐ NCTブレーキ※SWは不可						¥12,000
	追加ユニット	☐ DAアジャスタブル（ブレーキ前後位置調整ユニット）※PPSは不可 ブレーキ延長レバー ☐ +10cm ☐ +18cm（ ☐ 右 ☐ 左）※PDA、PPSのみ取付可 ※価格1本分					¥16,000 ¥1,100
E.キャスタフォーク	EVOフォークBタイプとなります。						
F.キャスタホイール	5"クッションとなります。						
G.押手グリップ ※押手高は後座高の 設定により1cm程度の誤差が 発生する場合がございます。	☐ 無し						¥0
	アール	☐ 標準（押手高：後座高+バックサポート高+6cm） ☐ 押手高指定（ ☐ 83 ☐ 90 ☐ 97） ※後座高+バックサポート高+6cm以上必要					¥4,900
	アール 背折れ付き ※バックサポート高30,32不可	☐ 標準（押手高：後座高+バックサポート高+6cm） ☐ 押手高指定（ ☐ 83 ☐ 90 ☐ 97） ※後座高+バックサポート高+6cm以上必要					¥13,900
	☐ 中間出し（押手高：後座高+バックサポート高-5cm）※バックサポート高30・32cmは不可						¥5,900
	☐ 直角（押手高：後座高+バックサポート高+3cm）						
	☐ フォールディンググリップ（押手高：後座高+バックサポート高+2cm）※バックサポート高34cm以下は不可						¥15,200
H.サイドガード ※サイドガードパイプ内々： シート幅±0cm	アルミフレーム+アルミ板 （布の場合はアルミフレームのみ となります。）	タイヤアール(H24xL30)	☐ 布(NM-8) ☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）			¥0 ¥12,000	
		アールデスク(H24xL38) ※UP・SWスタンダード不可	☐ 布(NM-8) ☐ フレーム同色 ☐ その他（ ）			¥0 ¥12,000	
		☐ パイプ式（中折れ）※SWは不可					¥0
		☐ 両側跳ね上げ式プレート（角度可変）※ベース部に中折れ補強が入ります。 ☐ 中折れ式プレート（角度可変）※SWは不可 ☐ 片折れ式プレート※SWは不可、受注生産					¥2,500 ¥5,000 ¥2,200
I.フットサポート							
J.アームサポート	NCTアームサポート	☐ 固定式 ☐ 跳ね上げ ※バッテリー一体型選択時は右アーム跳ね上げ不可					¥12,500
		高さ（ ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ※ ☐ 31 ※ ☐ 32）※背折れ且つ背高34以下は設定不可					
		※テーブル受け金具付きの場合、パイプ形状異なります。					

貴社名	ユーザー名
-----	-------

2026-07改訂

基本価格

電動ユニット：JWX-2	バッテリー種類		☐ ニッケル水素 ※補装具申請有りの場合、基本価格より減額400円	¥427,400
			☐ リチウムイオン ※補装具申請有りの場合、基本価格より減額1,200円	¥469,000
	バッテリー取付		■分離型(※分離型仕様のみとなります)	¥25,300
	車輪径		☐ 22インチ ☐ 24インチ	¥0
			※着脱軸スタンダードタイプのみ	
	タイヤ		☐ 標準	¥0
			☐ スポーティ	¥19,100
			☐ ノーパンクタイヤ ※24インチのみ	¥42,700
	ハンドリム		☐ コーティング無 ※爪間隔ヤマハ標準1.5cmのみ	¥0
			☐ コーティング有 ※爪間隔ヤマハ標準1.5cmのみ	¥17,700
	ホイールキャップ		☐ 黒ベース白色 ☐ 黒ベースアルミ色	¥0
	専用スポークカバー		☐ クリア ☐ カーボン	¥14,080 / ¥22,880
非常停止スイッチ		☐ バッテリーシート一体型 ☐ バッテリーシート別体型	¥56,210	
K.その他 オプション	☐ KF-3泥除け	☐ 黒 ☐ 銀	¥11,000	
		☐ フレーム同色 ☐ その他()		都度見積
	☐ レッグパイプカバー ※SW選択時は不可		¥6,400	
	テーブル (前後スライド式)		☐ テーブル種類()	都度見積
			☐ 受け金具・スライド棒セットのみ	¥4,400
			※NCTアームサポートのPVCグリップがフォームグリップへ変更となります	
	☐ クッション ※標準カバーはコットン黒 UPの場合の幅はシート幅－5cmで作成します。 厚さ()cm×幅(シート幅)cm×奥行(シート奥行き)cm オプションカバー色()		都度見積	
	フレームカラー ※NACTUS 専用カタログ参照	塗装 マットカラー	☐ () カタログから選択	¥0
		塗装 シャイニーカラー	☐ () カタログから選択	
		カラーアルマイト (艶あり)	☐ () カタログから選択	¥19,800
カラーアルマイト (艶なし)		☐ () カタログから選択	¥40,000	
塗装 メタリックカラー		☐ () カタログから選択	¥5,000	
塗装 メタリックカラー		☐ シャンパンゴールド ☐ ポリッシュシルバー	¥15,000	
塗装 キャンディカラー		☐ () カタログから選択	¥15,000	
塗装 カドワキ		☐ () カタログから選択	都度見積	
個別パーツカラー ※NACTUS 専用カタログ参照 ※カラーアルマイトから選択 ※艶なし選択時は倍の価格になります	☐ キャストフォーク () ※標準はブラック		¥2,200	
	☐ キャストケースキャップ () ※標準はブラック		¥2,200	
	☐ アームサポートホルダー () ※標準はブラック		¥2,200	
	☐ NCTブレーキステー () ※DAアジャスタブル選択時は選択不可 標準はブラック		¥2,200	
	☐ アームサポート () ※標準はブラック		¥2,800	
	☐ フットサポート (ポスト含む) () ※標準はブラック		¥10,000	
	☐ NCTブレーキ () ※標準はブラック		¥10,000	
背ポケット	ポケット大	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (バイペン)	¥0	
	ポケット小 ☐ (右) ☐ (左)	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (バイペン)	¥0	
	ポケット小 (左右)	☐ フタマジック (箱) ☐ ファスナー (バイペン)	¥3,000	
	☐ 特ポケット寸法指定		¥5,000	
	幅()cm×高さ()cm×マチ()cm			
備考				