



NCT-FS

カスタマイズOK

デザイン性

シンプルなフレーム&自由なカスタマイズ。

muinaと同様のデザインで、カスタマイズを可能にしました。高いデザイン性と
お身体へのフィット感、双方を追求するユーザーへおすすめの1台です。



スタイリッシュなアルミニウム製フレーム

NCT-FS

補装具車椅子 | オーダーメイド



フォールディング 折りたたみ

リジッド 固定

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.1kg
基本価格 : フォールディング 折りたたみ
382,000円～(非課税)
: リジッド 固定
382,000円～(非課税)



Webサイトで
見る

Options

楕円ハンドリム/24インチスピナジー B.LXL ホワイト/シュワルベライトランブル
/カーボンサイドガード/SGホイール/SGフォーク/バックサポート張り調整
式/各部パーツカラー指定/レッグパイプカバー/座クッション

フレームカラー : NACTUSブルー(フォールディング)、ブラウン(リジッド)

大径アルミニウムパイプによる スタイリッシュなクラシックフレーム。

大径(Φ30)アルミパイプ1本形状によるスタイリッシュかつシンプルなフレーム設計。ベース部にパイプがなく、すっきりした見た目ながらも剛性を確保した、存在感のあるフレームワークです。NISSINが最も得意とするオーダーメイドのノウハウにより、様々な寸法を指定してのカスタムフレームオーダーも可能です。




Point



Φ30アルミパイプ

Φ30大径パイプで存在感のあるスタイリッシュな雰囲気を演出。フレームカラーが映え、パイプを手で握りやすく、プッシュアップ動作にも安心です。



フレームオーダー対応

各部寸法を指定してのカスタムオーダー対応が可能です。身体寸法や生活環境に合わせた1台を製作できます。



固定車選択

折りたたみ式の他、固定車を選択することもできます。固定車にすることで、さらに軽量となり、剛性と操作性も向上します。

Spec

シート幅	34、36、38、40、42cm、その他も可 ※バックパイプ外々寸
フレーム長	48、50、52、54cm、その他も可
シート奥行	34、36、38、40cm、その他も可
車軸前後位置	2、3、4、5、6、7cm、その他も可
前座高	41、42、43、44、45cm、46cm、その他も可
後座高	36、37、38、39、40cm、その他も可
フットサポート・シート間距離	30～40cm、その他も可

バックサポート高	30、32、34、36、38、40cm、その他も可
バックサポート角度	86、88、90、92、94°、その他も可(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択
キャスト輪径	3、4、5インチ
駆動輪径	22、24、25インチ
レッグパイプ絞り	あり(シート幅-12cm)、ストレートから選択
ベース長	48、50、52、54、56cm、その他も可

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

