



NCT-VS

強さ デザイン性

「強さ」と「スタイリッシュ」を兼ね備える。

剛性の高い異形フレームが特徴。スタイリッシュなデザインと調整可能な
バランスの良さを備え、車いすユーザーの満足を追求しました。



スタイリッシュさと選択機構のバランス

NCT-VS

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.4kg
基本価格 : フォールディング 折りたたみ
281,000円～(非課税)

Options

バックサポート張り調整式／24インチスピナ
ジー B.LXL ホワイト／バナレーサースベック
Active／楕円ハンドリム／SGフォーク／SG
ホイール／カーボンサイドガード／座クッ
ション



フレームカラー : キャンディーブルー

高いデザイン性と剛性を持つ、
独自形状のルーリエパイプによる、
流れるような美しいアーチ形状のベースライン。

強度に優れた特殊形状のルーリエパイプをフレームベース部に使用。さらに、そのベースパイプをアーチ曲線ラインにすることにより、高い剛性を確保。そのスタイルは流れるような動きをイメージさせ、かつ実際にそのイメージ通りの操作感を実現しています。上方からは細くスマートに見えつつ、側方からのビジュアルでは独特のインパクトを持つフレームワークは、特徴的でありながら様々な方に受け入れられます。



Point



フレーム形状

ベース部はルーリエパイプによるアーチ形状のベースライン。剛性も確保し、スムーズに流れるようなビジュアルと操作感を実現しています。



座面の高さ・前後位置の選択

車軸部分の機構により、座面高と車軸前後位置を選択しての発注を可能にしています。



レッグパイプ絞りの選択が可能

レッグパイプ絞りありの仕様も選択可能。スマートなフロントデザインを実現します。

Spec

シート幅	34、36、38、40cmから選択 *バックパイプ外々寸
フレーム長	50cm
シート奥行	36、37、38、39、40cmから選択
車軸前後位置	5、6、7、8cmから選択
前座高	42cm(後座高:37cm)、44cm(後座高:39cm)から選択
後座高	37cm(前座高:42cm)、39cm(前座高:44cm)から選択
フットサポート・シート間距離	29～35cm *前座高42cmの場合、34、35cmは不可

バックサポート高	34、36、38、40cmから選択
バックサポート角度	84°(座から背)
キャンパ角	0°、3°から選択
キャスタ輪径	4インチ
駆動輪径	24インチ(540)
レッグパイプ絞り	あり(シート幅=8cm)、ストレートから選択
ベース長	53cm

Drawing

