



NCT-MS

リーズナブル

選択OK

初心者向き

初めての車椅子に、最適なモデル。

座面の高さや椅子の前後位置選択を行えるから、これからお身体が成長していく
若い方にも安心。リーズナブルな価格で、最初の1台にぴったりです。



メインパイプ フロント部をアップ

NCT-MS UP

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 11.6kg

フォールディング 折りたたみ

基本価格 : 189,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／スタンダードホイール24インチ 着脱式／バナレーサースペックActive／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／NCTブレーキ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション

フレームカラー : さくら



Webサイトで
見る



メインパイプ ストレート形状

NCT-MS Urban

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 11.1kg

フォールディング 折りたたみ

基本価格 : 189,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／バナレーサースペックActive／アルミタイヤアールサイドガード／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション

フレームカラー : フォーマルブルー



レッグパイプの着脱、スインギン・アウトが可能

NCT-MS SW

補装具車椅子 | モジュラー

耐荷重 : 100kg

参考重量 : 12.0kg

フォールディング 折りたたみ


基本価格 : 209,000円～(非課税)

Options アルミハードアルマイトハンドリム／スタンダードホイール24インチ 着脱式／バナレーサースペックActive／4インチ幅広クッションアルミキャスタ／NCTアームサポート／バックサポート張り調整式／各部パーツカラー指定／座クッション

フレームカラー : フォーマルブルー



Point



フレーム長設定

フレーム長はスタンダード・ロングの2種類。身体寸法に合わせて選択することができます。



座面の高さ・前後位置の選択

車軸部分の機構により、座面高と車軸前後位置を選択しての 発注を可能にしています。



樹脂製サイドガードの安定性向上

樹脂製サイドガードの取り付けには専用アルミプレートを使用。従来品に比べ、安定性が向上しています。

Spec

シート幅	30,32,34,36,38,40cmから選択 ＊バックパイプ外々寸
フレーム長	標準:47cm(SWは49cm)、ロング:52cm(SWは54cm)から選択
シート奥行	34,36,38,40,42cmから選択 ＊標準フレームの場合、40,42cmは不可
車軸前後位置	3,4,5,6cmから選択 ＊SWは標準フレームの場合、5,6cmは不可
前座高	41,42,43,44,45cmから選択 ＊後座高によっては不可の場合あり
後座高	36,37,38,39,40,41cmから選択 ＊前座高によっては不可の場合あり
フットサポート・シート間距離	30～40cm

バックサポート高	30,32,34,36,38,40cmから選択
バックサポート角度	90°(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択 ＊固定軸は不可
キャスタ輪径	3,4,5インチ
駆動輪径	22,24インチ
レッグパイプ絞り	ストレート
ベース長	標準:50.5cm～53cm(SWは53～55.5cm)、 ロング:55.5cm～58cm(SWは58～60.5cm)

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

Drawing

