



NCT-PRO

電動ユニット

デザイン性

カスタマイズOK

上質な電動車いすの新たなかたち。

シンプルで美しいフレームと、心に寄り添う滑らかな動きが魅力です。指先のわずかな感覚に応えるその操作性は、まるで思いがそのまま形になるよう。電動車いすユーザー待望の、上質な一台です。



待望の電動モデル登場

NCT-PRO

補装具電動車椅子 | 簡易形モジュラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 25.7kg
基本価格 : **NCT-PRO UP**
フォールディング 折りたたみ
202,700円～(非課税)
: **NCT-PRO Urban**
フォールディング 折りたたみ
202,700円～(非課税)
: **NCT-PRO SW**
フォールディング 折りたたみ
217,800円～(非課税)

Options

DAアジャスタブル／フォールディンググ
リップ／NCTアームサポート／バックサ
ポート張り調整式／アルミフレームサイド
ガード／座クッション／スポーツカバーク
リアブラック



フレームカラー : オリーブ

上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の金額が必要です。



対応電動ユニット

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください。*画像は20インチ



JWG-1
22インチ、24インチ
一体型・介助操作部なしの場合
新車注文時:
437,800円～(非課税)
(取付工賃含む)



JWX-2
22インチ、24インチ
ニッケル水素バッテリー・標準
タイヤ・ハンドリムコーティン
グなしの場合
新車注文時:
429,600円～(非課税)
(取付工賃含む)

※上記金額には消費税は含まれておりません。※駆動輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

Point




フレーム形状

NCT-MSのフレームデザインを踏襲。電動走行に
も対応する高強度と、スタイリッシュさを両立した
フレームワークを実現。



フレームオーダー対応

サイドガードなど各部寸法を指定してのカスタム
オーダー対応が可能です。身体寸法や生活環境に
合わせた1台を製作できます。




フレーム長設定

フレーム長はスタンダード・ロングの2種類。身体
寸法に合わせて選択することができます。

Spec

シート幅	30、32、34、36、38、40、42、44、46cmから選択 *サイドガードパイプ内々寸	バックサポート高	30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50cmから選択
フレーム長	標準:47cm、ロング:52cm	バックサポート角度	90°(座から背)
シート奥行	34、36、38、40、42cmから選択 *標準フレームの場合、40、42cmは不可	キャンパ角	0°
車軸前後位置	0cm	キャスタ輪径	5インチ
前座高	41、42、43、44、45cmから選択 *後座高によっては不可の場合あり	駆動輪径	22、24インチ
後座高	36、37、38、39、40、41cmから選択 *前座高によっては不可の場合あり	レッグパイプ絞り	ストレート
フットサポート・シート間距離	30～40cm	ベース長	標準:49cm～53cm (SWは52～56cm) ロング:54cm～58cm (SWは57～61cm)

Drawing



▶ オプション・アクセサリ・フレームカラーについてはP34～をご参照ください。