

for Basketball

NCT-BT FO



Webサイトで
見る



バックサポート高	フルオーダー、18cm以上必要
バックサポート角度	FO:フルオーダー、ADJ:63~99°3°刻み(座から背)
キャンバ角	14、16、18、20°
キャスト輪径	3インチ
駆動輪径	24、25、26、27インチ
レッグパイプ絞り	FO:フルオーダー、ADJ:ありのみ(バックパイプ内ター7.5cm)
ベース長	FO:フルオーダー、ADJ:39、43、46cmから選択

※寸法の組み合わせによっては製作できない場合がございます

[illegible]

身体とプレイスタイルにフィットする確かな「手応え」

for Tennis

補装具車椅子 | オーダーメイド



剛性に優れた、フルオーダー方式による
自分だけの究極の一台。

NCT-TN FO

リジッド (固定)

基本価格 : 411,400円～(非課税)
ホイール未装着車: 409,960円～(税込)
キャンパ角 : 14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様

〈フレーム〉トウィンクルレッド(カドワキ)／
〈ホイール〉26インチス SLX ブラック／〈タイヤ〉25-590 IRCエクセレーサー
プロレッド／スビナジー用φ19ハンドリム
／デスク形サイドガード／座クッション



Webサイトで
見る

各部寸法の調節が可能な
アジャスタブルモデル。

NCT-TN ADJ

リジッド (固定)

基本価格 : 411,400円～(非課税)
ホイール未装着車 : 409,960円～(税込)
キャンパ角 : 14,16,18,20°

Photo／オプション仕様

〈フレーム〉グラナダブラック／〈ホイール〉26インチ スビ
ナジー SLX／〈タイヤ〉20-590バナレーサーニュートロ
ンスペックR／座クッション



ADJモデル

座面高調節可



フットサポート角度調節可

前座高、後座高、バックサポート角度、車軸
前出し寸法、フットサポート高調節可能。

スピードのあくなき追及。勝つための装備。

for Racing

補装具車椅子 | オーダーメイド

NCT-RC C model

高品質カーボン製のメインフレームとアルミ製
フォーク・シートフレームの組み合わせが、乗車者の
パワーをロスなくスピードにする剛性と、路面を捉え
る柔軟性を理想的に両立。レース用最高峰モデル。

フレーム価格 : 980,000円～(税抜)

Photo／オプション仕様

〈ハンドル・フォーク〉キャンディーグリーン／
〈ホイール〉前輪 20インチカーボンディープ
リム(CORIMA)後輪 27インチカーボンディ
スクホイール(参考品)／〈参考重量〉約
9.2kg(前輪及び後輪ディスクホイール、膝
マット含む)



Webサイトで
見る



NCT-RC A model

メインフレーム・フォーク・シートフレームとも高
強度アルミ製。フルオーダーによるフィッティングと
造りこみによる、高性能モデル。

フレーム価格 : 498,400円～(税抜)

Photo／オプション仕様

〈フレーム〉キャンディーレッド／〈ホイール〉前輪20インチ
カーボンディープリム(CORIMA)後輪27インチカーボン
ディスクホイール(参考品)／〈参考重量〉約8.2kg(前輪
及び後輪ディスクホイール含む)



レース用ホイール



〈前輪〉
20インチアルミリム
20インチカーボンディープリム(CORIMA)

〈後輪〉
27インチアルミリム
27インチカーボン4本スポーク(CORIMA)
27インチカーボンディスクホイール(CORIMA)

〈ハンドリム〉
パイプ径φ10(mm)リム径 370・380・390・400(mm)
パイプ径φ12(mm)リム径 370・380・390・400(mm)
パイプ径φ14(mm)リム径 370・380・390・400(mm)

NACTUSが誇る世界のチェアスキー

for Chair Ski

世界各国のゲレンデを駆け抜け、スキーヤーたちとともに進化を果たしたNACTUSのレーシングモデルとエキスパートモデル。乗車者の精神力・集中力を確実にスピードに変える。独自のリンク機構とショックアブソーバーのバランスがこれを可能にします。



安定した滑りが幅広いチェアスキーヤーに支持されているレギュラーモデル

NCT-CK Advance

基本価格：646,130円～(税込)

リフトアップロック機構：あり
ビンディング・スキー板別売

Photo／オプション仕様
〈フレームカラー〉アルマイト金／黒(参考カラー)



鋭いターンの動きとシャープな滑りを実現したハイスベックモデル

NCT-CK Racing

基本価格：717,520円～(税込)

リフトアップロック機構：あり
ビンディング・スキー板別売

Photo／オプション仕様
〈フレームカラー〉アルマイト(参考カラー)※アウトリガーは参考品です。



リフトアップロック機構を省き、雪上を滑走することに特化した最上級モデル

NCT-CK Expert

基本価格：741,720円～(税込)

リフトアップロック機構：なし
ビンディング・スキー板別売

Photo／オプション仕様
〈フレームカラー〉アルマイト藍



ソフトボール用車いす

NCT-Softball

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(税込)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉パウダーコーティング／〈ホイール〉26インチ スピナジール SLX／〈タイヤ〉23-590
バナレーサーV1／座クッション／腰ベルト・膝ベルト



ツインバスケットボール用車いす

NCT-Twin Basketball

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(税込)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉アルマイト金／〈ホイール〉25インチ スピナジール SLX／〈タイヤ〉20-559バナレー
サー ニュートロンスベックR3／座クッション

バドミントン用車いす

NCT-Badminton

補装具車椅子 | オーダーメイド



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 411,400円～(非課税)

ホイール未装着車：409,960円～(税込)

キャンパ角：14,16,18,20,22°

Photo／オプション仕様
〈フレーム〉つや消しアルマイト黒・アルマイト桃／〈ホイール〉26インチ スピナジール SLX／
〈タイヤ〉23-590バナレーサーV1／座クッション／腰ベルト



スポーツ入門用車いす

NCT-Beginer

補装具車椅子 | モジュラー



Webサイトで
見る

基本価格：リジッド **固定** 351,000円～(非課税)

Photo／オプション仕様

〈フレーム〉ブルーグリーン／座クッション／フロントバンパー