

Option item

Webサイトで
見る



※価格については各専用発注書をご確認ください。

A 車輪



スタンダードホイール (NBK・TW)
ハブ・リム・スポークがブラックのスタイリッシュな車輪です。

固定式 着脱式

サイズ:24インチ(540)、22インチ(501)
対応機種:全機種
参考重量:NBK/850g、TW/820g(個)
*NBK・TWは機種によって異なります(専用発注書をご確認ください)



● SPINERGY シリーズ
スピナジー LX

耐久性に優れたスポーティーな車輪です。ブラック・ホワイトから選択可。

着脱式

サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種
参考重量:670g(個)



ライトホイール
スタイリッシュな軽量車輪です。
*ステンハンドリム不可。

着脱式

サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種



● SPINERGY シリーズ
スピナジー B.LXL

LXのさらに軽量バージョン。ブラック、ホワイト、レッド、オレンジから選択可。

着脱式

サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種
参考重量:590g(個)



ミズノフルカーボンホイール
スタイリッシュなカーボン製車輪です。

着脱式

サイズ:24インチ(540)
対応機種:全機種
参考重量:860g(個)



● SPINERGY シリーズ
スピナジー SLX

スポーツ車いす用。ブラック、ブルー、イエローから選択可。

着脱式

サイズ:24インチ(540)、25インチ(559)、26インチ(590)
対応機種:全機種
25インチ(559)、26インチ(590)について、NCT-AS Shock absorber、MS、VS、FS Muinaは不可
参考重量:740g(個)

B タイヤ



パナレーサーニュートロン
スベックR3(スリック)



パナレーサーV1(セミスリック)



パナレーサーニュートロン
スベックLight(スリック)



パナレーサーズベック
Active(浅いブロック)




パナレーサーニュートロン
スベックS(浅いブロック)



パナレーサーズベックS2
(セミスリック)



V-TRAK(ブロック)



V-TRAK(セミスリック)



IRCエクセレーサープロ
(セミスリック)



IRCエクセレーサープロ
(スリック)



IRCエクセレーサー
(浅いブロック)



シュワルベマラソンプラス



シュワルベライトラン



シュワルベバン

*ニュートロンスベックLightはツインバスケットボール以外の競技や日常での使用には向いておりません。

パナレーサー						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
A	ニュートロンスベックR3	20-540	アイボリー/レッド	24×1 1/8	スリック状	米式
		20-559		26×1		
		20-590		26×1 1/8		
B	V1	23-540	アイボリー	24×1 1/8	セミスリック状	米式
		23-559		26×1		
		23-590		26×1 1/8		
C	ニュートロンスベック* (ツインバスケットボール専用)	20-559	イエロー	26×1	スリック状	米式
D	スベックActive	25-540	ブラック	24×1 1/8	浅いブロック状	米式
E	ニュートロンスベックS	25-501	グレー	22×1 1/8	浅いブロック状	英式
		25-520	グレー/ブルー	24×1 1/8		
F	スベックS2	23-540	ブルー/グレー/レッド	24×1 1/8	セミスリック状	米式

IPR1MO V-TRAK						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
G	C-1195	25-540	レッド	24×1 1/8	ブロック状	英式
		25-540		24×1 1/8		
		25-590		26×1 1/8		
H	C-1025	25-540	グレー	24×1 1/8	セミスリック状	英式
		25-590		26×1 1/8		
	C-1083	20-559	グレー	26×1	セミスリック状	米式

IRC						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
I	エクセレーサープロ	25-540	レッド	24×1 1/8	セミスリック状	米式
		25-559		26×1		
		25-590		26×1 1/8		
J	エクセレーサープロ	25-622	レッド	27"スピナジー	スリック状	仏式
K	エクセレーサー	25-501	グレー	22×1 1/8	浅いブロック状	英式
		25-520		24×1 1/8		
		25-540		24×1 1/8		

SCHWALBE						
※(目安)〈インチ〉						
	品名	サイズ	色	適用リムサイズ※	タイヤパターン	バルブ
L	マラソンプラス	25-540	ブラック・グレー	24×1 1/8	コンビ・レッド状	米式
M	ライトラン	25-540	ブラック・グレー・ブルー・レッド	24×1 1/8	セミスリック状	米式
N	ワン	25-540	ブラック	24×1 1/8	セミスリック状	米式

● ノーパンクタイヤ
ショックスハイポリマータイヤ
SHOX製の耐久性に優れたノーパンクハイポリマータイヤ。カラー「赤・青・黄色・黒・ダークグレー」から選択。
サイズ:24インチ(540)
対応車輪:24インチスピナジー車輪、24インチミズノフルカーボンホイール



Option item

Webサイトで
見る



*価格については各専用発注書をご確認ください。

C ハンドリム



チタン長円ハンドリム

チタン製のスタイリッシュ形状。長円で展開。

ピン間隔: 0.5、1.5cm
対応車輪: 24インチスビナジー、ライトホイール



楕円ハンドリム

手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。

ピン間隔: 0.5、1.0、1.5cm
対応車輪: 24、25、26、27インチスビナジー



アルミハンドリム・ハードアルマイトハンドリム

太さ19mm、①アルミハンドリム／②ハードアルマイトハンドリム。

ピン間隔: 0.5~3.0cm(5mm単位)
対応車輪: 全車輪



ナチュラルフィットハンドリム

手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。

ピン間隔: 1.0、1.5、2.0cm
対応車輪: 24インチスビナジー、ライトホイール



サージハンドリム LT

手のひらになじみやすく、操作性を向上させるフラット形状のハードアルマイトハンドリム。外周部に滑り止めのゴム付き。

ピン間隔: 1.0、1.5、2.0cm
対応車輪: 24インチスビナジー、ライトホイール



ビニールコーティング(ステンレス)

ビニールでコーティングされた滑り止め付きのハンドリム。

ピン間隔: 0.5~3.0cm(5mm単位)
対応車輪: スタンダードホイール(NBK・TW)

D ブレーキ



NCTブレーキ

旧型のPOSブレーキより軽い力でブレーキをかけられます。ガタもおこりにくくなるように改良しました。

対応機種: 全機種
(MS SW、PRO SWは不可)



PD4ブレーキ

引き掛けのブレーキです。シューの長さは30mm。

対応機種: 全機種



PDAブレーキ

延長レバーが取り付け可能な引き掛けのブレーキです。シューの長さは30mm。

対応機種: NCT-MS、PRO



PPSブレーキ (長・短)

レバー長でロングサイズ(17cm)、ショートサイズ(9cm)から選択可。

対応機種: 全機種
(MS SW、PRO SWは不可)



DA アジャスタブル

ダイヤル式で工具を使用することなくブレーキの前後位置を調整できます。埃も入りにくい仕様です。

対応ブレーキ: NCTブレーキ、PD4ブレーキ、PDAブレーキ

E キャスターフォーク



SGフォーク

キャスタを片方のみで支えることができるフォークです。キャスタホイールがむき出しに見えるよりスタイリッシュに乗っていただけます。


対応機種: NCT-AS、FS、VS、FS Muina



EVO フォーク Aタイプ

アルミ製のスタンダードなキャスタフォークです。

対応機種: 全機種



EVO フォーク Bタイプ

アルミ製のスタンダードなキャスタフォークです。ワイドタイプとノーマルタイプから選択可。

対応機種: NCT-AS、MS、FS、PRO


Option item

Webサイトで
見る



*価格については各専用発注書をご確認ください。

F キャスタホイール



	品名	直径 (mm)	取り付け幅 (mm)	適合フォーク 内々寸法 (mm)
A	5"クッション車輪	130	42	50
B	4"幅広クッション車輪	104	37	40
C	3"クッション車輪	76	24	30/40
D	4"幅広クッションアルミ車輪	104	37	40
E	4"クッションアルミ車輪	101	24	30/40
F	3"ウレタン透明車輪	76	25	30
G	3"ウレタン緑車輪	76	25	30

※D、Eはカラーアルマイト可能



SGホイール

SGフォーク専用のキャスターです。反射板付きです。

4インチ
対応フォーク：SGフォーク



ライトニングホイール

楽しさ広がるカラフルで輝きのあるキャスターホイール。

4インチ
対応フォーク：EVOフォーク Aタイプ・Bタイプ



フロッグレグキャストホイール

適度なクッション性を持つ3本スポークのアルミ削り出しカラーキャスターホイール。高級感を持つ6色のカラーラインナップ。

3インチ幅細、3インチ幅広、4インチ幅細、4インチ幅広
カラー：レッド、ブルー、オレンジ、ゴールド、シルバー、ブラック
対応フォーク：EVOフォーク Aタイプ・Bタイプ

G 押し手グリップ



フォールディンググリップ

押し手が折りたためます。グリップ上面は樹脂特有のなめらかさで快適なさわりごちです。
対応機種：全機種



アール

アール形状の押しハンドルです。S、M、Lの3パターンを用意。VSは押し手高さ調整機能あり。
対応機種：全機種



中間出し

バックパイプの中間部から取り付けられた押しハンドルです。よりスタイリッシュな背中周りとなります。
対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO



アール 背折れあり

アール形状の押しハンドルにバックパイプの折りたたみ機構がついた仕様です。S、M、Lの3パターンを用意。
対応機種：NCT-MS、PRO



グリップΦ22用

Φ22用。NACTUSの基本グリップ。接着不要タイプもあり。
対応機種：NCT-AS、FS(バックパイプ溶接)、MS(背折れ付き)



直角

バックパイプから直角に設置された押しハンドルです。
対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO



グリップΦ19用

Φ19用のグリップです。
対応機種：全機種

H サイドガード



チタンサイドガード

チタン製のスタイリッシュなサイドガードです。
対応機種：NCT-FS Muina



カーボンサイドガード

カーボン製のスタイリッシュなサイドガードです。
対応機種：全機種 (NCT-AS Shock absorberは不可)



樹脂製サイドガード

アール型形状の、フェンダー付き樹脂製のサイドガードです。
対応機種：NCT-AS、MS、VS (Shock absorberは不可)



アルミフレームサイドガード

アルミ板張りで身体をしっかりと支えることができるサイドガードです。形状はタイヤアール・アールデスク型から選択 (VSは除く)。お好きなカラーを選択していただけます。
対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO




NCT-AS 製作例



NCT-VS 用

形状



Option item

Webサイトで
見る



*価格については各専用発注書をご確認ください。

I フットサポート



中折れ式プレート

角度調整が可能です。

対応機種：全機種（MS SW、PRO SWは不可）



両側跳ね上げ式プレート

角度可変が可能です。

対応機種：NCT-AS(幅決め推奨)、MS、VS、FS(幅決め推奨)、PRO(幅決め取付)



片折れ式プレート

角度可変が可能です。

対応機種：NCT-AS、MS(SW不可)、VS、FS、PRO(SW不可)



折りたたみ時



ステップ板溶接

アルミ枠にアルミ板を溶接します。

対応機種：NCT-AS、FS



パイプ式

折りたたみ式(中折れ)、固定式でも可能です。

対応機種：全機種(MS SW、PRO SWは不可)

J アームサポート



跳ね上げ式



NCTアームサポート

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。高さは28cm～32cmの間で指定可能です。

対応機種：NCT-AS、MS、VS、FS、PRO

* PROのテーブル・スライドブラケット選択時、アームパイプの形状が変更となります。



跳ね上げ式

NCTチタンアームサポート

チタン製のアームサポート。固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。高さは28cm～32cmの間で指定可能です。

対応機種：NCT-FS Muina


K その他オプション



キャンバ角

0°か3°で設定が可能です。

対応機種：NCT-AS(Light不可)、MS、VS、FS、FS Muina



3つ穴ソケット

前後1cmずつの3段階で車軸前後位置を調整可能なユニットです。

対応機種：NCT-AS(Shock absorber、固定車不可)



折りたたみ式転倒防止(ヤマハ)

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。ワンタッチで折りたたみ収納が可能です。

対応機種：NCT-AS(Shock absorber不可)、MS、VS、FS



回転式転倒防止NEタイプ

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。回転させて内側に収納が可能です。

対応機種：NCT-MS



レッグパイプカバー

メインフレームを保護するためのカバーです。長さには日常用とスポーツ用の2種類。

対応機種：全機種(NCT-MS、PRO SWは不可)



バックサポート 張り調整

面ファスナーベルトによるバックサポートの張り調整が可能です。

対応機種：全機種