




日常用車いす関連



Carewill レインウェア

車いす利用者用レインウェア。上下分離なので蒸れず、袖や裾が車輪に巻き込まれません。指や手の関節に不自由があっても、小さな動きで着る、脱ぐ、畳むができます。ジャケットは袖の有無を、ひざ掛けは6つの固定方法から選べます。アームホールがなく、袖を通すストレスがありません。雨天の外出を諦めない、当事者の活動と参加を支援する服です。

税込価格：21,560円



ジャケットにはアームホールがないので空気が中にこもらず、風によるめくれや蒸れが起こりません。



足にしっかりフィットするひざ掛けと、適度な丈・カーブのジャケットは、車輪やキャスタに巻きこまれことはありません。



座位のまま、手の小さな動きで簡単に着脱ができます。



濡れた面を内側にして、手の小さな動きでさっと畳めます。



NACTUS スマートフォンホルダー

スマートフォン端末を収納できます。車いすのレッグパイプなどに巻き付けて装着します。

税込価格：3,080円



NACTUS ドリンクホルダー

500mlサイズのペットボトルの収納などに最適です。車いすのレッグパイプなどに巻き付けて装着します。

税込価格：3,080円



Fキャリアー

車いすのパイプへ簡単にに取り付けできます。大きな荷物等を乗せるのに便利です。

サイズ：取付箇所パイプ径(5種類)Φ17・19・21・23・25用
税込価格：8,085円



スマートフラップ

粘着テープ付面ファスナーでアルミサイドガード板に張り付けて使用する、後付式の泥除け(フラップ)です。

税込価格：8,910円



ユニバーサルネット

ペットボトルや小物の置き場所に便利です。面ファスナーで簡単にに取り付けできます。

税込価格：3,960円



NACTUS ホイールバッグ

側面と中仕切りに10mm厚のスポンジを入れた2層構造により、2本のホイールを大切に保護します。

適応車輪：27インチまで・2本収納可能
税込価格：24,200円

Accessories・goods

Webサイトで
見る



*価格については各専用発注書をご確認ください。

スポーツ用車いす関連



バックガード

背の幅決めパイプの長さに合わせてカットし、巻き付けて使用してください。

サイズ：直径5.5×長さ65cm

税込価格：5,060円



リアネット

テニスボールを入れておくことができます。

税込価格：4,730円




NACTUS スポーツワッペン(大)

縦×横:6×26(cm)NACTUSのロゴを刺繍したワッペンです。取り付けには縫い付け加工が必要です。

サイズ：縦6×横26cm

税込価格：3,630円



スポークカバー

スポーツ車いす用のスポークカバーです。

税込価格：19,800円(1台分)



アクティブスポーツベルト

ネオブレーンゴムに表面生地加工したスポーツ用ベルトです。伸縮性があり、面ファスナー式でどの長さでも止めることができます。

サイズ：M 12×100(cm)、L 12×140(cm)

税込価格：10,120円



アウトリガースーパーライト

2本1組。チェアスキー用です。

価格につきましては、販売店にお問い合わせください。

NACTUS Apparel



NACTUS Tシャツ

スポーツ時に最適な、速乾性に優れたTシャツです。NACTUSのロゴ・シンボルマーク入りです。

カラー：ホワイト サイズ：M、L、XL

税込価格：5,280円



NACTUS ジャンパー

NACTUSのロゴ・シンボルマーク入りです。

カラー：ブラック サイズ：M、L、3L

税込価格：19,580円



NACTUS ロングTシャツ

NACTUSのロゴ・シンボルマーク入りです。

カラー：ブラック サイズ：M、L、XL

税込価格：6,380円



空気入れ



マキタ MP100DSH

タイヤへのエア注入に便利な充電式空気入れ。充電時間約22分。暗いところでも安心なLEDライト付き。付属アダプターで英式、米式、仏式、ボール、浮き輪などに対応。

最高出力：830kPa(121PSI)

バッテリー：リチウムイオン式電池 1.5Ah

重量：1.1kg(本体+バッテリー)

税込価格：22,330円