

フレームカラー

Framecolor

Webサイトで
見る




塗装


マットカラー（艶なし） 新車注文時：0円（非課税）



シャイニーカラー（艶あり） 新車注文時：0円（非課税）




メタリックカラー 新車注文時：5,000円（非課税） * 15,000円（非課税）




アルマイト

赤・紫・藍・青・金・桃の鮮やかなカラーのアルマイトでは、素地や溶接部の状態が“濃淡の表情”として映し出され、均一な塗装では得られない質感と唯一無二の味わいが得られます。

カラーアルマイト（艶あり） 新車注文時：19,800円（非課税） *スポーツ用車いすは銀・黒のみとなります。



カラーアルマイト（艶なし） 新車注文時：40,000円（非課税） *スポーツ用車いすは銀・黒のみとなります。



カドワキパウダーコーティング *専用カタログをご確認ください。



ハイクオリティーペイント・パウダーコーティング

パウダーコーティングとは液体ではなく、粉状の塗料を静電気の力で付着させオープンで焼き付けて硬化させる塗装法です。有機溶剤を使わない環境に優しい塗装としてヨーロッパをはじめ世界各国で注目されています。

感動的なクオリティー

カドワキコーティングは創業以来パウダーコーティングにこだわり続け、世界中から塗料を取り寄せテストを繰り返し、厳選した塗料を使用しています。古い塗装を丁寧に剥がし、素地の状態を把握する。適した処理を判断し手間と時間をかけ、根気よく仕上げていく。最高の一品を仕上げるために妥協はしません。そこから生まれてくる仕上がりは感動する美しさがあります。パウダーコート最高の技術をカドワキコーティングからお届けします。