



NCT-FS Muina

チタン製 軽さ 強さ デザイン性

チタン素材の圧倒的な軽さ、強さ。

他にはない軽量さを実現。毎日を軽やかにサポートするチタン製の車いすは、
シンプルなデザインとチタン独特の輝きも魅力です。



新素材チタン使用

NCT-FS Muina

補装具車椅子 | モジューラー

耐荷重 : 100kg
参考重量 : 10.8kg
基本価格 : フォールディング 折りたたみ
546,000円～(非課税)

Options

24インチスピナジー B.LXL ブラック／
シュワルベワン／チタン長円ハンドリム／
チタンサイドガード／SGホイール／SG
フォーク／DAアジャスタブル／フォール
ディンググリップ／NCTチタンアームサ
ポート／バックサポート張り調整式／各
部パーツカラー指定(チタングレー)／座
クッション



Webサイトで
見る

軽くて強く、錆びない。

存在感のある輝きが魅力です。

軽い	「軽量」の特性で知られるチタン製のフレームにより、アルミニウムを超える軽量化を実現しました。
強い	強度にも優れたチタン製フレームは、壊れにくく、耐久性に優れます。
錆びない	アルミニウムよりも耐食性にすぐれたチタンは、錆びにくさにおいて最高レベルの金属素材です。



Point



フレーム形状

ベースパイプのないクラシックフレームにより、スマートな外観を実現。スマートな印象を演出します。



フレームサイズ展開

座面がフラットに近いαフレームと、座面に傾斜のあるβフレームの2種類をラインナップ。身体の状態に合わせたフレームを選択できます。



軽量

チタンフレームによりトップクラスの軽さを実現。自動車への積み込みを容易に行うことができます。

Spec

シート幅	36、38、40cmから選択。＊バックパイプ外々寸
フレーム長	50cm(αフレーム)、53cm(βフレーム)
シート奥行	30～40cmから選択(2cmピッチ)
車軸前後位置	5cm(βフレーム)、7cm(αフレーム)
前座高	42.5cm
後座高	35.5cm(βフレーム)、38.5cm(αフレーム)
フットサポート・シート間距離	36、37.5、39cmから選択

バックサポート高	26cm～40cmから選択(2cmピッチ)
バックサポート角度	88°(座から背)
キャンバ角	0°、3°から選択
キャスタ輪径	4インチ
駆動輪径	24インチ(540)
レッグパイプ絞り	あり(シート幅＝11cm)、ストレートから選択
ベース長	53.5cm(αフレーム)、55cm(βフレーム)

Drawing

